


medivon.



FITNESS VIBRATION PLATFORM


Home Relax Therapy Series



PL | EN | DE | FR | ES | PT | IT | CZ
SK | SL | EE | LT | LV | HU | RO | RU

PL | Więcej informacji o produkcie dostępnych jest na stronie producenta pod adresem:
EN | More information about the product is available on the manufacturer's website at:
DE | Weitere Informationen zum Produkt finden Sie auf der Website des Herstellers unter:
FR | Plus d'informations sur le produit sont disponibles sur le site Web du fabricant à l'adresse:
ES | Más información sobre el producto está disponible en el sitio web del fabricante en:
PT | Mais informações sobre o produto estão disponíveis no site do fabricante em:
IT | Ulteriori informazioni sul prodotto sono disponibili sul sito Web del produttore all'indirizzo:
CZ | Více informací o produktu je k dispozici na stránkách výrobce na adrese:
SK | Viac informácií o produkte je dostupných na webovej stránke výrobcu na adrese:
SL | Več informacij o izdelku je na voljo na spletni strani proizvajalca:
EE | Rohkem teavet toote kohta leiab tootja veebisaidilt aadressil:
LT | Daugiau informacijos apie produktą rasite gamintojo svetainėje adresu:
LV | Vairāk informācijas par produktu var atrast ražotāja mājaslapā adresē:
HU | A termékről további információkat a gyártó weboldalán találhat az alábbi címen:
RO | Mai multe informații despre produs sunt disponibile pe site-ul producătorului la adresa:
RU | Более подробная информация о продукте доступна на сайте производителя по адресу:

www.medivon.pl/do-pobrania

SCAN IT





1. Obsługa urządzenia



Przycisk zasilania: Naciśnij i przytrzymaj przycisk ON/OFF przez 3 sekundy aby uruchomić urządzenie. Naciśnij ponownie, aby wyłączyć urządzenie.



Przycisk trybu: Naciśnij przycisk trybu (M), aby cyklicznie zmieniać rodzaj masażu, dopasowanego do indywidualnych potrzeb użytkownika. Po wybraniu trybu zapala się odpowiednia kontrolka.



Wskaźnik intensywności masażu: Wciśnij przycisk, aby rotacyjnie regulować intensywność masażu zgodnie z osobistymi preferencjami użytkownika. Po wybraniu poziomu zapala się odpowiednia kontrolka.

Ładowanie:

1. Podłącz przewód ładowania do zasilacza o napięciu DC5V 1A lub DC5V 2A (zazwyczaj można wykorzystać adapter, który jest używany do ładowania telefonu).
2. Krótko naciśnij przycisk zasilania, aby sprawdzić pojemność baterii, gdy zasilanie jest wyłączone.
3. Przycisk zasilania i wskaźnik intensywności masażu będą migać podczas ładowania. Kiedy urządzenie będzie w pełni naładowane, kontrolka wskaźnika przestanie migać.

UWAGA: Masażera nie należy używać podczas ładowania.

2. Ostrzeżenia

Dla Twojego bezpieczeństwa i aby uniknąć uszkodzeń mienia, proszę uważnie przeczytać tę instrukcję i używać zgodnie z zaleceniami. Niewłaściwe użycie może spowodować poważne obrażenia lub śmierć oraz/uszkodzenie mienia. Nie używaj tego urządzenia w inny sposób niż wskazano w instrukcji:

- Używaj tylko ładowarki dostarczonej z tym urządzeniem w momencie zakupu.
- Użycie nieokreślonej ładowarki lub adaptera może spowodować przegrzanie, porażenie prądem lub pożar.
- Dla Twojego bezpieczeństwa używaj tylko akcesoriów i dodatków dostarczonych z tym masażerem w momencie zakupu.
- **NIE** używaj produktu podczas prowadzenia pojazdu.
- **NIE** używaj masażera mokrymi rękami.
- **NIE** wkładaj żadnych przedmiotów do gniazda wejściowego ładowarki. Może to uszkodzić produkt lub spowodować porażenie prądem.
- Trzymaj produkt z dala od urządzeń grzewczych, takich jak piekarnik, mikrofalówka, gorące naczynia kuchenne, szybkowar. Może to spowodować degradację baterii i/lub awarię produktu.

- **NIE** stosuj ciężkich przedmiotów ani nadmiernego nacisku na produkt.
- **NIE** rozmontowywać ani nie wiercić w produkcie i/lub bateriach. Może to spowodować awarię produktu, porażenie prądem lub pożar.
- Trzymaj palce, włosy lub jakąkolwiek inną część ciała z dala od wału i tylnej strony aplikatora, ponieważ może dojść do uszczyplenia.
- Używaj tylko na suchej powierzchni ciała, na ubraniu, delikatnie naciskając i przesuwając po ciele przez około 60 sekund na region.
- Używaj masażera tylko na miękkiej tkance ciała według uznania, przestań używać natychmiast, jeśli odczuwasz ból lub dyskomfort. Nie używaj na głowie ani na twardych lub kościstych obszarach ciała.
- Stłuczenia mogą wystąpić niezależnie od ustawienia kontroli lub wywieranej presji.
- Często sprawdzaj obszary poddane zabiegowi i natychmiast przestań używać przy pierwszych oznakach bólu lub dyskomfortu.
- Masażer do mięśni jest przeznaczony wyłącznie do zewnętrznego stosowania na części ciała.

Jeśli masz którykolwiek z poniższych stanów, przed użyciem skonsultuj się z lekarzem:

- Kobiety w ciąży, dzieci lub osoby starsze
- Osoby cierpiące na infekcje skóry lub mające zaczerwienienia i oparzenia skóry którzy używają rozrusznika lub podobnego wszczepionego urządzenia medycznego;
- Pacjenci z chorobami serca lub nowotworami złośliwymi itp.
- Osoby, które są leczone lub odczuwają dyskomfort
- Osoby cierpiące na osteoporozę
- Osoby z wysokim ciśnieniem krwi lub nieprawidłowym ciśnieniem krwi

3. Czyszczenie i pielęgnacja

Przed czyszczeniem wyłącz produkt i odłącz przewód zasilający.

Wytrzyj powierzchnię produktu suchą, miękką ściereczką. Nie czyść produktu i akcesoriów żrącymi detergentami, takimi jak benzen, rozcieńczalniki. Przechowuj w chłodnym, suchym miejscu, gdy nie jest używany. Unikaj również narażenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub wilgotnego środowiska, w przeciwnym razie może to spowodować blaknięcie kolorów lub uszkodzenie produktu.

1. Device operation



Power button: Press and hold the ON/OFF button for 3 seconds to turn on the device, Press again to turn off the device.



Mode button: Press the mode button (M) to cycle through the type of massage to suit your individual needs. After selecting the mode, the appropriate indicator lights up.



Message intensity indicator: Press the button to rotate the message intensity according to the user's personal preferences. After selecting a level, the appropriate indicator lights up.

Landing:

1. Connect the charging cable to a DC5V 1A or DC5V 2A power adapter (usually you can use an adapter that is used to charge your phone).
2. Short press the power button to check the battery capacity when the power is off.
3. The power button and message intensity indicator will flash while charging. When the device is fully charged, the indicator light will stop flashing.

NOTE: The massager should not be used while charging.

2. Warnings

For your safety and to avoid property damage, please read this manual carefully and use as directed. Improper use may result in serious injury or death and/or property damage. Do not use this device other than as indicated in the instructions:

- Only use the charger that came with this device at the time of purchase.
- Use of an unspecified charger or adapter may result in overheating, electric shock, or fire.
- For your safety, only use the accessories and attachments provided with this massager at the time of purchase.
- DO NOT use the product while driving.
- DO NOT use the massager with wet hands.
- DO NOT insert any objects into the charger input socket. This may damage the product or cause electric shock.
- Keep the product away from heating appliances such as oven, microwave, hot cookware, pressure cooker. This may result in battery degradation and/or product failure.
- DO NOT use heavy objects or excessive pressure on the product.

- DO NOT disassemble or drill into the product and/or batteries. This may cause product failure, electric shock or fire.
- Keep fingers, hair or any other part of your body away from the shaft and back of the applicator as pinching may occur.
- Use only on a dry body surface, on clothing, pressing gently and moving over the body for approximately 60 seconds per region.
- Use the massager only on soft body tissue as desired, stop using immediately if you experience pain or discomfort. Do not use on the head or on hard or bony areas of the body.
- Bruises may occur regardless of control setting or pressure applied.
- Inspect treated areas frequently and discontinue use immediately at the first sign of pain or discomfort.
- The muscle massager is intended for external use on body parts only.

If you have any of the following conditions, consult your doctor before use:

- Pregnant women, children or elderly people
- People suffering from skin infections or having skin redness and burns who use a pacemaker or similar implanted medical device;
- Patients with heart disease or malignant tumors etc.
- People who are undergoing treatment or experience discomfort
- People suffering from osteoporosis
- People with high blood pressure or abnormal blood pressure

3. Cleaning and care

Before cleaning, turn off the product and unplug the power cord.

Wipe the surface of the product with a dry, soft cloth. Do not clean the product and accessories with corrosive detergents such as benzene, thinners. Store in a cool, dry place when not in use. Also avoid exposure to direct sunlight or humid environments, otherwise it may cause colors to fade or damage the product.

1. Gerätebedienung



Ein-/Aus-Taste: Halten Sie die EIN/AUS-Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät einzuschalten, Drücken Sie erneut, um das Gerät auszuschalten.



Modustaste: Drücken Sie die Modustaste (M), um durch die Massageart zu wechseln, die Ihren individuellen Bedürfnissen entspricht. Nach Auswahl des Modus leuchtet die entsprechende Anzeige auf.



Anzeige der Massageintensität: Drücken Sie die Taste, um die Massageintensität entsprechend den persönlichen Vorlieben des Benutzers zu ändern. Nach Auswahl einer Stufe leuchtet die entsprechende Anzeige auf.

Landung:

- Schließen Sie das Ladekabel an einen DC5V 1A- oder DC5V 2A-Netzadapter an (normalerweise können Sie einen Adapter verwenden, der zum Laden Ihres Telefons verwendet wird).
- Drücken Sie kurz den Netzschalter, um die Akkukapazität zu überprüfen, wenn das Gerät ausgeschaltet ist.
- Der Netzschalter und die Massageintensitätsanzeige blinken während des Ladevorgangs. Wenn das Gerät vollständig aufgeladen ist, hört die Kontrollleuchte auf zu blinken.

HINWEIS: Das Massagegerät sollte während des Ladevorgangs nicht verwendet werden.

2. Warnungen

Zu Ihrer Sicherheit und um Sachschäden zu vermeiden, lesen Sie bitte dieses Handbuch sorgfältig durch und verwenden Sie es gemäß den Anweisungen. Eine unsachgemäße Verwendung kann zu schweren oder tödlichen Verletzungen und/oder Sachschäden führen. Verwenden Sie dieses Gerät nicht anders als in der Anleitung angegeben:

- Verwenden Sie ausschließlich das Ladegerät, das zum Zeitpunkt des Kaufs mit diesem Gerät geliefert wurde.
- Die Verwendung eines nicht spezifizierten Ladegeräts oder Adapters kann zu Überhitzung, Stromschlag oder Brand führen.
- Benutzen Sie zu Ihrer Sicherheit nur die Zubehörteile und Aufsätze, die zum Zeitpunkt des Kaufs mit diesem Massagegerät geliefert wurden.
- Benutzen Sie das Produkt NICHT während der Fahrt.
- Benutzen Sie das Massagegerät NICHT mit nassen Händen.
- Stecken Sie KEINE Gegenstände in die Ladebuchse des Ladegeräts. Dies kann zu

Schäden am Produkt oder einem Stromschlag führen.

- Halten Sie das Produkt von Heizgeräten wie Backofen, Mikrowelle, heißem Kochgeschirr und Schnellkochtopf fern. Dies kann zu einer Verschlechterung der Batterieleistung und/oder zu einem Produktausfall führen.
- Setzen Sie KEINE schweren Gegenstände ein und üben Sie keinen übermäßigen Druck auf das Produkt aus.
- Zerlegen oder bohren Sie NICHT in das Produkt und/oder die Batterien. Dies kann zu Produktfehlern, Stromschlägen oder Bränden führen.
- Halten Sie Finger, Haare oder andere Körperteile vom Schaft und der Rückseite des Applikators fern, da es zu Quetschungen kommen kann.
- Nur auf einer trockenen Körperoberfläche auf der Kleidung anwenden, leicht andrücken und etwa 60 Sekunden lang pro Region über den Körper streichen.
- Verwenden Sie das Massagegerät nur auf dem gewünschten weichen Körpergewebe. Hören Sie sofort auf, wenn Sie Schmerzen oder Unwohlsein verspüren. Nicht am Kopf oder an harten oder knöchernen Körperstellen anwenden.
- Unabhängig von der Kontrolleinstellung oder dem ausgeübten Druck kann es zu Blutergüssen kommen.
- Überprüfen Sie die behandelten Bereiche häufig und stellen Sie die Anwendung beim ersten Anzeichen von Schmerzen oder Unwohlsein sofort ein.
- Das Muskelmassagegerät ist nur zur äußerlichen Anwendung an Körperteilen bestimmt.

Wenn Sie unter einer der folgenden Erkrankungen leiden, konsultieren Sie vor der Anwendung Ihren Arzt:

- Schwangere, Kinder oder ältere Menschen
- Menschen, die an Hautinfektionen leiden oder Hautrötungen und Verbrennungen haben die einen Herzschrittmacher oder ein ähnliches implantiertes medizinisches Gerät verwenden;
- Patienten mit Herzerkrankungen oder bösartigen Tumoren usw.
- Personen, die sich in Behandlung befinden oder Beschwerden verspüren
- Menschen, die an Osteoporose leiden
- Menschen mit hohem Blutdruck oder abnormalem Blutdruck

3. Reinigung und Pflege

Schalten Sie das Produkt vor der Reinigung aus und ziehen Sie den Netzstecker. Wischen Sie die Oberfläche des Produkts mit einem trockenen, weichen Tuch ab. Reinigen Sie das Produkt und das Zubehör nicht mit ätzenden Reinigungsmitteln wie Benzol oder Verdünnern. Bewahren Sie es an einem kühlen, trockenen Ort auf, wenn Sie es nicht verwenden. Vermeiden Sie außerdem direkte Sonneneinstrahlung oder feuchte Umgebungen, da sonst die Farben verblasen oder das Produkt beschädigt werden kann.

1. Fonctionnement de l'appareil



Bouton d'alimentation : appuyez et maintenez enfoncé le bouton ON/OFF pendant 3 secondes pour allumer l'appareil. Appuyez à nouveau pour éteindre l'appareil.



Bouton Mode : appuyez sur le bouton Mode (M) pour parcourir le type de massage en fonction de vos besoins individuels. Après avoir sélectionné le mode, l'indicateur approprié s'allume.



Indicateur d'intensité du massage : appuyez sur le bouton pour faire pivoter l'intensité du massage selon les préférences personnelles de l'utilisateur. Après avoir sélectionné un niveau, l'indicateur approprié s'allume.

Atterrissage:

1. Connectez le câble de chargement à un adaptateur secteur DC5V 1A ou DC5V 2A (vous pouvez généralement utiliser un adaptateur utilisé pour charger votre téléphone).
2. Appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation pour vérifier la capacité de la batterie lorsque l'alimentation est coupée.
3. Le bouton d'alimentation et l'indicateur d'intensité du massage clignoteront pendant le chargement. Lorsque l'appareil est complètement chargé, le voyant cesse de clignoter.

REMARQUE : le masseur ne doit pas être utilisé pendant le chargement.

2. Avertissements

Pour votre sécurité et pour éviter des dommages matériels, veuillez lire attentivement ce manuel et utiliser comme indiqué. Une utilisation inappropriée peut entraîner des blessures graves, voire la mort, et/ou des dommages matériels. N'utilisez pas cet appareil autrement que comme indiqué dans la notice :

- Utilisez uniquement le chargeur fourni avec cet appareil au moment de l'achat.
- L'utilisation d'un chargeur ou d'un adaptateur non spécifié peut entraîner une surchauffe, un choc électrique ou un incendie.
- Pour votre sécurité, utilisez uniquement les accessoires et accessoires fournis avec ce masseur au moment de l'achat.
- NE PAS utiliser le produit en conduisant.
- NE PAS utiliser le masseur avec les mains mouillées.

- N'insérez AUCUN objet dans la prise d'entrée du chargeur. Cela pourrait endommager le produit ou provoquer un choc électrique.
- Gardez le produit à l'écart des appareils de chauffage tels que four, micro-ondes, ustensiles de cuisine chauds, autocuiseur. Cela peut entraîner une dégradation de la batterie et/ou une panne du produit.
- NE PAS utiliser d'objets lourds ni de pression excessive sur le produit.
- NE PAS démonter ni percer le produit et/ou les batteries. Cela pourrait provoquer une panne du produit, un choc électrique ou un incendie.
- Gardez les doigts, les cheveux ou toute autre partie de votre corps éloignés de la tige et de l'arrière de l'applicateur car un pincement pourrait se produire.
- Utilisez uniquement sur une surface corporelle sèche, sur des vêtements, en appuyant doucement et en déplaçant sur le corps pendant environ 60 secondes par région.
- Utilisez le masseur uniquement sur les tissus mous du corps, si vous le souhaitez, arrêtez immédiatement de l'utiliser si vous ressentez une douleur ou un inconfort. Ne pas utiliser sur la tête ni sur les zones dures ou osseuses du corps.
- Des contusions peuvent survenir quel que soit le réglage de la commande ou la pression appliquée.
- Inspectez fréquemment les zones traitées et arrêtez immédiatement l'utilisation dès les premiers signes de douleur ou d'inconfort.
- Le masseur musculaire est destiné à un usage externe sur certaines parties du corps uniquement.

Si vous présentez l'une des conditions suivantes, consultez votre médecin avant utilisation :

- Femmes enceintes, enfants ou personnes âgées
- Les personnes souffrant d'infections cutanées ou ayant des rougeurs et des brûlures cutanées
- Les personnes souffrant d'infarctus ou d'un stimulateur cardiaque ou un dispositif médical implanté similaire ;
- Patients souffrant de maladies cardiaques ou de tumeurs malignes, etc.
- Les personnes qui suivent un traitement ou ressentent un inconfort
- Personnes souffrant d'ostéoporose
- Les personnes souffrant d'hypertension artérielle ou d'une tension artérielle anormale

3. Nettoyage et entretien

Avant le nettoyage, éteignez le produit et débranchez le cordon d'alimentation. Essuyez la surface du produit avec un chiffon doux et sec. Ne nettoyez pas le produit et les accessoires avec des détergents corrosifs tels que le benzène, des diluants. Conservez-les dans un endroit frais et sec lorsqu'ils ne sont pas utilisés. Évitez également l'exposition directe au soleil ou dans des environnements humides, sinon cela pourrait décolorer les couleurs ou endommager le produit.

1. Operación del dispositivo



Botón de encendido: Mantenga presionado el botón ON/OFF durante 3 segundos para encender el dispositivo. Presione nuevamente para apagar el dispositivo.



Botón de modo: presione el botón de modo (M) para recorrer el tipo de masaje que se adapte a sus necesidades individuales. Después de seleccionar el modo, se enciende el indicador correspondiente.



Indicador de intensidad del masaje: presione el botón para rotar la intensidad del masaje según las preferencias personales del usuario. Después de seleccionar un nivel, se enciende el indicador correspondiente.

Aterrizaje:

1. Conecte el cable de carga a un adaptador de corriente DC5V 1A o DC5V 2A (generalmente puede usar un adaptador que se usa para cargar su teléfono).
2. Presione brevemente el botón de encendido para verificar la capacidad de la batería cuando la alimentación esté apagada.
3. El botón de encendido y el indicador de intensidad del masaje parpadearán mientras se carga. Cuando el dispositivo esté completamente cargado, la luz indicadora dejará de parpadear.

NOTA: El masajeador no debe usarse mientras se carga.

2. Advertencias

Para su seguridad y para evitar daños a la propiedad, lea atentamente este manual y utilícelo según las instrucciones. El uso inadecuado puede provocar lesiones graves o la muerte y/o daños a la propiedad. No utilice este dispositivo más que como se indica en las instrucciones:

- Utilice únicamente el cargador que vino con este dispositivo en el momento de la compra.
- El uso de un cargador o adaptador no especificado puede provocar sobrecalentamiento, descarga eléctrica o incendio.
- Para su seguridad, utilice únicamente los accesorios y complementos proporcionados con este masajeador en el momento de la compra.
- NO utilice el producto mientras conduce.
- NO utilice el masajeador con las manos mojadas.

- NO inserte ningún objeto en la toma de entrada del cargador. Esto podría dañar el producto o provocar una descarga eléctrica.
- Mantenga el producto alejado de aparatos de calefacción como hornos, microondas, utensilios de cocina calientes y ollas a presión. Esto puede provocar la degradación de la batería y/o fallas del producto.
- NO utilice objetos pesados ni ejerza presión excesiva sobre el producto.
- NO desmonte ni perforo el producto ni las baterías. Esto podría causar fallas en el producto, descargas eléctricas o incendios.
- Mantenga los dedos, el cabello o cualquier otra parte de su cuerpo alejados del eje y la parte posterior del aplicador, ya que pueden producirse pellizcos.
- Usar únicamente sobre una superficie corporal seca, sobre la ropa, presionando suavemente y moviendo sobre el cuerpo durante aproximadamente 60 segundos por región.
- Utilice el masajeador sólo sobre tejidos blandos del cuerpo según lo desee; deje de usarlo inmediatamente si siente dolor o malestar. No utilizar en la cabeza ni en zonas duras o huesudas del cuerpo.
- Pueden aparecer hematomas independientemente del ajuste del control o de la presión aplicada.
- Inspeccione las áreas tratadas con frecuencia y suspenda su uso inmediatamente ante el primer signo de dolor o malestar.
- El masajeador muscular está diseñado para uso externo únicamente en partes del cuerpo.

Si tiene alguna de las siguientes condiciones, consulte a su médico antes de usar:

- Mujeres embarazadas, niños o personas mayores
- Personas que padecen infecciones de la piel o que tienen enrojecimiento y quemaduras en la piel.
- que utilizan un marcapasos o un dispositivo médico implantado similar;
- Pacientes con enfermedades cardíacas o tumores malignos, etc.
- Personas que están en tratamiento o experimentan molestias
- Personas que padecen osteoporosis
- Personas con presión arterial alta o presión arterial anormal

3. Limpieza y cuidado

Antes de limpiar, apague el producto y desenchufe el cable de alimentación.

Limpie la superficie del producto con un paño suave y seco. No limpie el producto ni los accesorios con detergentes corrosivos como benceno o diluyentes. Guárdelo en un lugar fresco y seco cuando no esté en uso. También evite la exposición a la luz solar directa o ambientes húmedos, de lo contrario puede causar que los colores se desvanezcan o dañen el producto.

1. Operação do dispositivo



Botão liga/desliga: pressione e segure o botão ON/OFF por 3 segundos para ligar o dispositivo, Pressione novamente para desligar o dispositivo.



Botão de modo: Pressione o botão de modo (M) para alternar entre o tipo de massagem que atende às suas necessidades individuais. Depois de selecionar o modo, o indicador apropriado acende.



Indicador de intensidade da massagem: Pressione o botão para girar a intensidade da massagem de acordo com as preferências pessoais do usuário. Depois de selecionar um nível, o indicador apropriado acende.

Pousar:

1. Conecte o cabo de carregamento a um adaptador de alimentação DC5V 1A ou DC5V 2A (normalmente você pode usar um adaptador usado para carregar seu telefone).
2. Pressione rapidamente o botão liga / desliga para verificar a capacidade da bateria quando a energia estiver desligada.
3. O botão liga / desliga e o indicador de intensidade da massagem piscarão durante o carregamento. Quando o dispositivo estiver totalmente carregado, a luz indicadora irá para piscar.

NOTA: O massageador não deve ser usado durante o carregamento.

2. Avisos

Para sua segurança e para evitar danos materiais, leia este manual com atenção e use conforme as instruções. O uso inadequado pode resultar em ferimentos graves ou morte e/ou danos materiais. Não use este dispositivo além do indicado nas instruções:

- Utilize apenas o carregador fornecido com este dispositivo no momento da compra.
- O uso de um carregador ou adaptador não especificado pode resultar em superaquecimento, choque elétrico ou incêndio.
- Para sua segurança, utilize apenas os acessórios e acessórios fornecidos com este massageador no momento da compra.
- NÃO utilize o produto enquanto dirige.
- NÃO use o massageador com as mãos molhadas.
- NÃO insira quaisquer objetos na tomada de entrada do carregador. Isto pode danificar o produto ou causar choque elétrico.
- Mantenha o produto longe de aparelhos de aquecimento como forno, micro-ondas, painéis quentes e painéis de pressão. Isto pode resultar na degradação da bateria e/ou falha do produto.

- NÃO use objetos pesados ou pressão excessiva sobre o produto.
- NÃO desmonte nem perfure o produto e/ou as baterias. Isto pode causar falha do produto, choque elétrico ou incêndio.
- Mantenha os dedos, cabelos ou qualquer outra parte do corpo afastados da haste e da parte traseira do aplicador, pois pode ocorrer esmagamento.
- Utilizar somente sobre superfície corporal seca, sobre roupas, pressionando suavemente e movimentando sobre o corpo por aproximadamente 60 segundos por região.
- Use o massageador apenas em tecidos moles do corpo conforme desejado; pare de usá-lo imediatamente se sentir dor ou desconforto. Não use na cabeça ou em áreas duras ou ósseas do corpo.
- Podem ocorrer hematomas independentemente da configuração do controle ou da pressão aplicada.
- Inspeccione frequentemente as áreas tratadas e interrompa o uso imediatamente ao primeiro sinal de dor ou desconforto.
- O massajador muscular destina-se a utilização externa apenas em partes do corpo.

Se você tiver alguma das seguintes condições, consulte seu médico antes de usar:

- Mulheres grávidas, crianças ou idosos
- Pessoas que sofrem de infecções de pele ou que apresentam vermelhidão e queimaduras na pele
- que usam marca-passo ou dispositivo médico implantado semelhante;
- Pacientes com doenças cardíacas ou tumores malignos, etc.
- Pessoas que estão em tratamento ou sentem desconforto
- Pessoas que sofrem de osteoporose
- Pessoas com pressão alta ou pressão arterial anormal

3. Limpeza e cuidado

Antes de limpar, desligue o produto e desconecte o cabo de alimentação.

Limpe a superfície do produto com um pano macio e seco. Não limpe o produto e os acessórios com detergentes corrosivos, como benzeno, diluentes. Guarde em local fresco e seco quando não estiver em uso. Evite também a exposição à luz solar direta ou ambientes úmidos, caso contrário poderá causar desbotamento das cores ou danificar o produto.

1. Funzionamento del dispositivo



Pulsante di accensione: tenere premuto il pulsante ON/OFF per 3 secondi per accendere il dispositivo. Premere nuovamente per spegnere il dispositivo.



Pulsante modalità: premere il pulsante modalità (M) per scorrere il tipo di massaggio in base alle proprie esigenze individuali. Dopo aver selezionato la modalità, l'indicatore appropriato si accende.



Indicatore dell'intensità del massaggio: premere il pulsante per ruotare l'intensità del massaggio in base alle preferenze personali dell'utente. Dopo aver selezionato un livello, l'indicatore appropriato si accende.

Approdo:

1. Collega il cavo di ricarica a un adattatore di alimentazione DC5V 1A o DC5V 2A (in genere è possibile utilizzare un adattatore utilizzato per caricare il telefono).
2. Premere brevemente il pulsante di accensione per verificare la capacità della batteria quando l'alimentazione è spenta.
3. Il pulsante di accensione e l'indicatore dell'intensità del massaggio lampeggeranno durante la ricarica. Quando il dispositivo è completamente carico, l'indicatore luminoso smetterà di lampeggiare.

NOTA: il massaggiatore non deve essere utilizzato durante la ricarica.

2. Ostruzioni

Dla Twojego bezpieczeństwa i aby uniknąć uszkodzeń mienia, proszę uważnie przeczytać tę instrukcję i używać zgodnie z zaleceniami. Niewłaściwe użycie może spowodować poważne obrażenia lub śmierć oraz uszkodzenie mienia. Nie używaj tego urządzenia w inny sposób niż wskazano w instrukcji:

- Używaj tylko ładowarki dostarczonej z tym urządzeniem w momencie zakupu.
- Użycie nieokreślonej ładowarki lub adaptera może spowodować przegrzanie, porażenie prądem lub pożar.
- Dla Twojego bezpieczeństwa używaj tylko akcesoriów i dodatków dostarczonych z tym masażerem w momencie zakupu.
- **NIE** używaj produktu podczas prowadzenia pojazdu.
- **NIE** używaj masażera mokrymi rękami.
- **NIE** wkładaj żadnych przedmiotów do gniazda wejściowego ładowarki. Może to uszkodzić produkt lub spowodować porażenie prądem.
- Trzymaj produkt z dala od urządzeń grzewczych, takich jak piekarnik, mikrofalówka, gorące naczynia kuchenne, szybkowar. Może to spowodować degradację baterii i/lub awarię produktu.

- **NIE** stosuj ciężkich przedmiotów ani nadmiernego nacisku na produkt.
- **NIE** rozmontowywać ani nie wiercić w produkcie i/lub bateriach. Może to spowodować awarię produktu, porażenie prądem lub pożar.
- Trzymaj palce, włosy lub jakąkolwiek inną część ciała z dala od wału i tylnej strony aplikatora, ponieważ może dojść do uszyczenia.
- Używaj tylko na suchej powierzchni ciała, na ubraniu, delikatnie naciskając i przesuając po ciele przez około 60 sekund na region.
- Używaj masażera tylko na miękkiej tkance ciała według uznania, przestań używać natychmiast, jeśli odczuwasz ból lub dyskomfort. Nie używaj na głowie ani na twardych lub kościstych obszarach ciała.
- Stłuczenia mogą wystąpić niezależnie od ustawienia kontroli lub wywieranej presji.
- Często sprawdzaj obszary poddane zabiegowi i natychmiast przestań używać przy pierwszych oznakach bólu lub dyskomfortu.
- Masażer do mięśni jest przeznaczony wyłącznie do zewnętrznego stosowania na części ciała.

Jeśli masz którykolwiek z poniższych stanów, przed użyciem skonsultuj się z lekarzem:

- Kobiety w ciąży, dzieci lub osoby starsze
- Osoby cierpiące na infekcje skóry lub mające zaczerwienienia i oparzenia skóry którzy używają rozrusznika lub podobnego wszczepionego urządzenia medycznego;
- Pacjenci z chorobami serca lub nowotworami złośliwymi itp.
- Osoby, które są leczone lub odczuwają dyskomfort
- Osoby cierpiące na osteoporozę
- Osoby z wysokim ciśnieniem krwi lub nieprawidłowym ciśnieniem krwi

3. Czyszczenie i pielęgnacja

Przed czyszczeniem wyłącz produkt i odłącz przewód zasilający.

Wytrzyj powierzchnię produktu suchą, miękką ściereczką. Nie czyść produktu i akcesoriów żrącymi detergentami, takimi jak benzen, rozcieńczalniki. Przechowuj w chłodnym, suchym miejscu, gdy nie jest używany. Unikaj również narażenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub wilgotnego środowiska, w przeciwnym razie może to spowodować blaknięcie kolorów lub uszkodzenie produktu.

1. Provoz zařízení



Tlačítko napájení: Stisknutím a podržením tlačítka ON/OFF po dobu 3 sekund zapnete zařízení. Dalším stisknutím zařízení vypnete.



Tlačítko režimu: Stisknutím tlačítka režimu (M) můžete procházet druhem masáže podle vašich individuálních potřeb. Po zvolení režimu se rozsvítí příslušný indikátor.



Indikátor intenzity masáže: Stisknutím tlačítka otočíte intenzitu masáže podle osobních preferencí uživatele. Po zvolení úrovně se rozsvítí příslušný indikátor.

Přístání:

1. Připojte nabíjecí kabel k napájecímu adaptéru DC5V 1A nebo DC5V 2A (obvykle můžete použít adaptér, který se používá k nabíjení telefonu).
2. Krátkým stisknutím tlačítka napájení zkontrolujte kapacitu baterie, když je napájení vypnuté.
3. Tlačítko napájení a indikátor intenzity masáže budou během nabíjení blikat. Když je zařízení plně nabitě, kontrolka přestane blikat.

POZNÁMKA: Masážní přístroj by se neměl používat během nabíjení.

2. Varování

Pro vaši bezpečnost a pro zamezení poškození majetku si prosím pečlivě přečtěte tento návod a používejte jej podle pokynů. Nesprávné použití může způsobit vážné zranění nebo smrt a/nebo poškození majetku. Nepoužívejte toto zařízení jinak, než jak je uvedeno v návodu:

- Používejte pouze nabíječku dodanou s tímto zařízením při nákupu.
- Použití nespécifikované nabíječky nebo adaptéru může způsobit přehřátí, úraz elektrickým proudem nebo požár.
- Pro vaši bezpečnost používejte pouze příslušenství a nástavce dodané s tímto masérem v době nákupu.
- **NEPOUŽÍVEJTE** výrobek při řízení.
- **NEPOUŽÍVEJTE** masér s mokřými rukama.
- **NEVKLÁDEJTE** do vstupní zdičky nabíječky žádné předměty. Mohlo by dojít k poškození výrobku nebo k úrazu elektrickým proudem.
- Udržujte výrobek mimo dosah topných zařízení, jako je trouba, mikrovlnná trouba, horké nádoby, tlakový hrnec. To může mít za následek degradaci baterie a/nebo selhání produktu.

- **NEPOUŽÍVEJTE** těžké předměty nebo nadměrný tlak na produkt.
- **NEROZEBÍREJTE** ani nevrtejte do produktu a/nebo baterii. To může způsobit poruchu produktu, úraz elektrickým proudem nebo požár.
- Udržujte prsty, vlasy nebo jakoukoli jinou část těla v dostatečné vzdálenosti od násady a zadní části aplikátoru, protože by mohlo dojít ke skřípnutí.
- Používejte pouze na suchý povrch těla, na oblečení, jemně přitlačte a pohybujte po těle po dobu přibližně 60 sekund v každé oblasti.
- Masážní přístroj používejte pouze na měkké tělesné tkáně podle potřeby, pokud pocítíte bolest nebo nepohodlí, okamžitě jej přestaňte používat. Nepoužívejte na hlavu nebo na tvrdé nebo kostnaté oblasti těla.
- Modřiny se mohou vyskytnout bez ohledu na nastavení ovládní nebo na použitý tlak.
- Často kontrolujte ošetřované oblasti a okamžitě přerušete používání při prvních známkách bolesti nebo nepohodlí.
- Svalový masážní přístroj je určen pouze pro vnější použití na části těla.

Pokud máte některý z následujících stavů, poraďte se před použitím se svým lékařem:

- Těhotné ženy, děti nebo starší lidé
- Lidé trpící kožními infekcemi nebo se zarudnutím kůže a popáleninami kteří používají kardiostimulátor nebo podobné implantované zdravotnické zařízení;
- Pacienti se srdečním onemocněním nebo zhoubnými nádory atd.
- Lidé, kteří podstupují léčbu nebo mají nepohodlí
- Lidé trpící osteoporózou
- Lidé s vysokým krevním tlakem nebo abnormálním krevním tlakem

3. Čištění a péče

Před čištěním vypněte produkt a odpojte napájecí kabel.

Otřete povrch produktu suchým měkkým hadříkem. Nečistěte výrobek a příslušenství korozivními čisticími prostředky, jako je benzen, fedičla. Pokud se nepoužívá, uchovávejte na chladném a suchém místě. Vyvarujte se také vystavení přímému slunečnímu záření nebo vlhkému prostředí, jinak může dojít k vyblednutí barev nebo poškození produktu.

1. Prevádzka zariadenia



Tlačidlo napájania: Stlačením a podržaním tlačidla ON/OFF na 3 sekundy zapnete zariadenie. Opätovným stlačením zariadenie vypnete.



Tlačidlo režimu: Stlačením tlačidla režimu (M) môžete prepínať medzi typmi masáže podľa vašich individuálnych potrieb. Po zvolení režimu sa rozsvieti príslušný indikátor.



Indikátor intenzity masáže: Stlačením tlačidla otočíte intenzitu masáže podľa osobných preferencií užívateľa. Po zvolení úrovne sa rozsvieti príslušný indikátor.

Pristátie:

1. Pripojte nabíjaci kábel k napájaciu adaptéru DC5V 1A alebo DC5V 2A (zvyčajne môžete použiť adaptér, ktorý sa používa na nabíjanie telefónu).
2. Krátkym stlačením tlačidla napájania skontrolujte kapacitu batérie, keď je napájanie vypnuté.
3. Tlačidlo napájania a indikátor intenzity masáže budú počas nabíjania blikať. Keď je zariadenie úplne nabité, kontrolka prestane blikať.

POZNÁMKA: Masážny prístroj by sa nemal používať počas nabíjania.

2. Varovania

Pre vašu bezpečnosť a zabránenie poškodeniu majetku si pozorne prečítajte tento návod a používajte ho podľa pokynov. Nesprávne používanie môže viesť k vážnemu zraneniu alebo smrti a/alebo poškodeniu majetku. Nepoužívajte toto zariadenie inak, ako je uvedené v pokynoch:

- Používajte iba nabíjačku, ktorá bola dodaná s týmto zariadením v čase nákupu.
- Použitie nešpecifikovanej nabíjačky alebo adaptéra môže viesť k prehriatiu, úrazu elektrickým prúdom alebo požiaru.
- Pre svoju bezpečnosť používajte iba príslušenstvo a nástavce dodané s týmto masérom v čase nákupu.
- **NEPOUŽÍVAJTE** výrobok počas šoférovania.
- **NEPOUŽÍVAJTE** masér s mokrymi rukami.
- Do vstupnej zásuvky nabíjačky **NEVKLADAJTE** žiadne predmety. Mohlo by dôjsť k poškodeniu produktu alebo k úrazu elektrickým prúdom.
- Výrobok uchovávajte mimo dosahu vykurovacích zariadení, ako je rúra, mikrovlnná rúra, horúci riad, tlakový hrniec. Môže to mať za následok degradáciu batérie a/alebo poruchu produktu.

- **NEPOUŽÍVAJTE** ťažké predmety ani nadmerný tlak na výrobok.
- **NEROZBERAJTE** ani nevrtajte do produktu a/alebo batérii. Môže to spôsobiť poruchu produktu, úraz elektrickým prúdom alebo požiar.
- Držte prsty, vlasy alebo akúkoľvek inú časť tela mimo drieku a zadnej časti aplikátora, pretože môže dôjsť k zovretiu.
- Používajte iba na suchom povrchu tela, na odevu, jemne tlačte a pohybujte po tele približne 60 sekúnd v každej oblasti.
- Masážny prístroj používajte iba na mäkké telesné tkanivá podľa potreby, ak pocítite bolesť alebo nepohodlie, okamžite ho prestaňte používať. Nepoužívajte na hlavu alebo na tvrdé alebo kostnaté oblasti tela.
- Modriny sa môžu vyskytnúť bez ohľadu na nastavenie ovládania alebo aplikovaného tlaku.
- Často kontrolujte ošetrované miesta a ihneď prestaňte používať pri prvom príznaku bolesti alebo nepohodlia.
- Svalový masér je určený len na vonkajšie použitie na časti tela.

Ak máte niektorý z nasledujúcich stavov, pred použitím sa poraďte so svojim lekárom:

- Tehotné ženy, deti alebo starší ľudia
- Ľudia trpiaci kožnými infekciami alebo sčervenaním kože a popáleninami ktorí používajú kardiostimulátor alebo podobné implantované zdravotnícke zariadenie;
- Pacienti s ochorením srdca alebo malignými nádormi atď.
- Ľudia, ktorí podstupujú liečbu alebo pociťujú nepohodlie
- Ľudia trpiaci osteoporózou
- Ľudia s vysokým krvným tlakom alebo abnormálnym krvným tlakom

3. Čistenie a starostlivosť

Pred čistením produkt vypnite a odpojte napájací kábel.

Povrch produktu utrite suchou, mäkkou handričkou. Nečistite výrobok a príslušenstvo korozívnymi čistiacimi prostriedkami, ako je benzén, riedidlá. Keď sa nepoužíva, skladujte na chladnom a suchom mieste. Vyhňte sa tiež vystaveniu priamemu slnečnému žiareniu alebo vlhkému prostrediu, inak môže dôjsť k vyblednutiu farieb alebo poškodeniu produktu.

1. Delovanje naprave



Gumb za vklop: Pritisnite in držite gumb za VKLOPIZKLOP 3 sekunde, da vklopite napravo. Ponovno pritisnite, da izklopite napravo.



Gumb za način: pritisnite gumb za način (M), da preklapljate med vrsto masaže, ki ustreza vašim individualnim potrebam. Po izbiri načina zasveti ustrezen indikator.



Indikator intenzivnosti masaže: pritisnite gumb za vrtenje intenzivnosti masaže glede na osebne nastavitve uporabnika. Po izbiri stopnje zasveti ustrezen indikator.

Pristanek:

1. Povežite polnilni kabel z napajalnikom DC5V 1A ali DC5V 2A (običajno lahko uporabite adapter, ki se uporablja za polnjenje telefona).
2. Kratko pritisnite gumb za vklop, da preverite kapaciteto baterije, ko je napajanje izklopljeno.
3. Gumb za vklop in indikator intenzivnosti masaže bosta med polnjenjem utripala. Ko je naprava popolnoma napolnjena, indikatorska lučka preneha utripati.

OPOMBA: Masažerja ne smete uporabljati med polnjenjem.

2. Opozorila

Zaradi vaše varnosti in preprečevanja materialne škode pozorno preberite ta priročnik in ga uporabljajte po navodilih. Nepravilna uporaba lahko povzroči resne poškodbe ali smrt in/ali materialno škodo. Te naprave ne uporabljajte drugače kot je navedeno v navodilih:

- Uporabljajte samo polnilnik, ki je bil priložen tej napravi ob nakupu.
- Uporaba nedoločene polnilnika ali adapterja lahko povzroči pregrevanje, električni udar ali požar.
- Zaradi vaše varnosti uporabljajte samo dodatke in nastavke, ki so bili priloženi tej masažni napravi ob nakupu.
- Izdelka NE uporabljajte med vožnjo.
- Masažne naprave NE uporabljajte z mokrimi rokami.
- V vhodno vtičnico polnilnika NE vstavljajte nobenih predmetov. To lahko poškoduje izdelek ali povzroči električni udar.
- Izdelek hranite stran od grelnih naprav, kot so pečica, mikrovalovna pečica, vroča posoda, lonec na pritisk. To lahko povzroči poslabšanje baterije in/ali okvaro izdelka.
- NE uporabljajte težkih predmetov ali pretiranega pritiska na izdelek.

- Izdelka in/ali baterij NE razstavljajte ali vrtajte vanje. To lahko povzroči okvaro izdelka, električni udar ali požar.
- Držite prste, lase ali kateri koli drug del telesa stran od stebra in zadnjega dela aplikatorja, saj lahko pride do uščipnitve.
- Uporabljajte le na suhi površini telesa, na oblačilih, nežno pritiskajte in premikajte po telesu približno 60 sekund na predel.
- Masažo uporabljajte samo na mehkih telesnih tkivih po želji, takoj prenehajte z uporabo, če občutite bolečino ali nelagodje. Ne uporabljajte na glavi ali na trdih ali koščinih delih telesa.
- Modrice se lahko pojavijo ne glede na nastavev nadzora ali uporabljen pritisk.
- Pogosto pregledujte tretirana področja in takoj prenehajte z uporabo ob prvem znaku bolečine ali neugodja.
- Masažer za mišice je namenjen izključno zunanji uporabi na delih telesa.

Če imate katero od naslednjih stanj, se pred uporabo posvetujte z zdravnikom:

- Nosečnice, otroci ali starejši ljudje
- Ljudje, ki trpijo zaradi okužb kože ali imajo pordelost kože in opekline ki uporabljajo srčni spodbujevalnik ali podobno vsajeno medicinsko napravo;
- Bolniki s srčnimi boleznimi ali malignimi tumorji itd.
- Ljudje, ki se zdravijo ali doživljajo nelagodje
- Ljudje z osteoporozo
- Ljudje z visokim ali nenormalnim krvnim tlakom

3. Čiščenje in nega

Pred čiščenjem izklopite izdelek in izvlecite napajalni kabel. Obrišite površino izdelka s suho, mehko krpo. Izdelka in dodatkov ne čistite z jeklimi detergenti, kot so benzen, razredčila. Ko ni v uporabi, ga hranite na hladnem in suhem mestu. Izogibajte se tudi izpostavljanju neposredni sončni svetlobi ali vlažnim okoljem, sicer lahko povzročijo zbledelost barv ali poškodbe izdelka.

1. Seadme töö



Toitenupp: seadme sisselülitamiseks vajutage ja hoidke ON/OFF nuppu 3 sekundit all. Seadme väljalülitamiseks vajutage uuesti.



Režiiminupp: vajutage režiiminuppu (M), et valida massaaži tüübi vahel vastavalt oma individuaalsetele vajadustele. Pärast režiimi valimist süttib vastav indikaator.



Massaaži intensiivsuse indikaator: vajutage nuppu, et pöörata massaaži intensiivsust vastavalt kasutaja isiklikele eelistustele. Pärast taseme valimist süttib vastav indikaator.

Maandumine:

1. Ühendage laadimiskaabel DC5V 1A või DC5V 2A toiteadapteriga (tavaliselt saate kasutada adapterit, mida kasutatakse telefoni laadimiseks).
2. Vajutage lühidalt toitenuppu, et kontrollida aku mahtuvust, kui toide on välja lülitatud.
3. Laadimise ajal vilguvad toitenupp ja massaaži intensiivsuse indikaator. Kui seade on täielikult laetud, lõpetab märgutuli vilkumise.

MÄRKUS: Masseerijat ei tohi laadimise ajal kasutada.

2. Hoiatused

Oma ohutuse ja varalise kahju vältimiseks lugege käesolev juhend hoolikalt läbi ja kasutage seda vastavalt juhistele. Ebaõige kasutamine võib põhjustada tõsisid vigastusi või surma ja/või varalist kahju. Ärge kasutage seda seadet muul viisil kui juhistes näidatud viisil:

- Kasutage ainult selle seadmega ostmise ajal kaasas olnud laadijat.
- Määratlemata laadija või adapteri kasutamine võib põhjustada ülekuumenemist, elektrilöögi või tulekahju.
- Kasutage oma ohutuse tagamiseks ainult selle masseerijaga ostmise ajal kaasasolevaid tarvikuid ja lisaseadmeid.
- Ärge kasutage toodet sõidu ajal.
- Ärge kasutage masseerijat märgade kätega.
- Ärge sisestage laadija sisendpesa esemeid. See võib toodet kahjustada või põhjustada elektrilöögi.
- Hoidke toodet eemal kütteseadmetest, nagu ahi, mikrolaineahi, kuumad keedunõud, kiirkeedupott. See võib põhjustada aku lagunemise ja/või toote rikke.
- Ärge kasutage tootele raskeid esemeid ega liigset survet.

- Ärge võtke lahti ega puurige toodet ja/või akusid. See võib põhjustada toote rikke, elektrilöögi või tulekahju.
- Hoidke sõrmed, juuksed või mõni muu kehaosa aplikaatori varrest ja tagaküljest eemal, kuna see võib muljuda.
- Kasutage ainult kuival kehapiinal, riietel, vajutades õrnalt ja liikudes üle keha umbes 60 sekundit piirkonna kohta.
- Kasutage masseerijat vastavalt soovile ainult pehmetel kehakudedel, valu või ebamugavustunde ilmnemisel lõpetage kohe kasutamine. Ärge kasutage peas ega kõvadel või luulistel kehapiirkondadel.
- Verevalumid võivad tekkida olenemata juhtseadist või rakendatud survest.
- Kontrollige töödeldud piirkondi sageli ja lõpetage kasutamine kohe, kui ilmnevad esimesed valu- või ebamugavustundemärgid.
- Lihaste masseerija on mõeldud ainult kehaosadele välispideks kasutamiseks.

Kui teil on mõni järgmistest seisunditest, pidage enne kasutamist nõu oma arstiga:

- Rasedad naised, lapsed või eakad
- Inimesed, kes põevad nahainfektsiooni või kellel on nahapunetus ja põletused kes kasutavad südamestimulaatorit või sarnast siirdatud meditsiiniseadet;
- Südamehaiguste või pahaloomuliste kasvajatena jne patsiendid.
- Inimesed, kes on ravil või kellel on ebamugavustunne
- Osteoporoosi põdevad inimesed
- Kõrge vererõhuga või ebanormaalse vererõhuga inimesed

3. Puhastamine ja hooldus

Enne puhastamist lülitage toode välja ja eemaldage toitejuhed. Pühkige toote pinda kuiva pehme lapiga. Ärge puhastage toodet ja tarvikuid söövitavate puhastusvahenditega, nagu benseen, lahustid. Hoidke jahedas ja kuivas kohas, kui te seda ei kasuta. Samuti vältige kokkupuudet otsese päikesevalguse või niiske keskkonnaga, vastasel juhul võivad värvid tuhmuda või toodet kahjustada.

1. Prietaiso veikimas



Maitinimo mygtukas: paspauskite ir 3 sekundes palaikykite įjungimo/išjungimo mygtuką, kad įjungtumėte įrenginį. Paspauskite dar kartą, kad išjungtumėte įrenginį.



Režimo mygtukas: paspauskite režimo mygtuką (M), kad pasirinktumėte masažo tipą pagal savo individualius poreikius. Pasirinkus režimą užsidega atitinkamas indikatorius.



Masažo intensyvumo indikatorius: paspauskite mygtuką, kad pasuktumėte masažo intensyvumą pagal asmeninius vartotojo pageidavimus. Pasirinkus lygį, užsidega atitinkamas indikatorius.

Nusileidimas:

1. Prijunkite laidą prie DC5V 1A arba DC5V 2A atjungto maitinimo adapterio (paprastai galite naudoti adapterį, kuris naudojamas telefonui įkrauti).
2. Trumpai paspauskite maitinimo mygtuką, kad patikrintumėte akumuliatoriaus talpą, kai maitinimas išjungtas.
3. Masažo paleidimas ir tirpinimas kraunant. Kai prietaisas bus visiškai įkrautas, indikatorius lemputė nustos mirksėti.

PASTABA: masažuoklis neturėtų būti įtrauktas į įkrovimo procesą.

2. Įspėjimai

Savo saugumui ir siekiant išvengti žalos turtui, atidžiai perskaitykite šį vadovą ir naudokite taip, kaip nurodyta. Netinkamas naudojimas gali sukelti rimtų sužalojimų arba mirčių ir (arba) sugadinti turtą. Nenaudokite šio prietaiso kitaip, nei nurodyta instrukcijoje:

- Įkroviklį naudokite tik su šiuo prietaisu įsijungiant.
- Naudojant nenurodytą įkroviklį arba adapterį, galite perkaisti, patirti elektros smūgį arba gaisrą.
- Savo saugumui naudokite tik su šiuo masažuokliu pirkmio metu pateiktus priedus ir priedus.
- **NENAUDOKITE** gaminio vairuodami.
- **NENAUDOKITE** masažuoklio šlapiomis rankomis.
- **NEKİŠKITE** jokių daiktų į įkroviklio įvesties lizdą. Tai gali sugadinti gaminį arba sukelti elektros smūgį.
- Saugokite gaminį nuo šildymo prietaisų, tokių kaip orkaitė, mikrobangų krosnelė, karšti indai, greitpuodžiai. Dėl to gali sugesti baterija ir (arba) sugesti gaminys.
- **NENAUDOKITE** gaminio sunkių daiktų ar per didelio spaudimo.

- **NEGALIMA** ardyti ir negręžti gaminio ir (arba) baterijų. Tai gali sukelti gaminio gedimą, elektros smūgį arba gaisrą.
- Laikykite pirštus, plaukus ar kitas kūno dalis toliau nuo aplikatoriaus koto ir užpakalinės dalies, nes gali suspausti.
- Naudokite tik ant sauso kūno paviršiaus, ant drabužių, švelniai spausdami ir judėdami per kūną maždaug 60 sekundžių kiekvienoje srityje.
- Masažuoklį naudokite tik ant minkštųjų kūno audinių, jei norite, nedelsdami nustokite naudoti, jei pajusite skausmą ar diskomfortą. Nenaudokite ant galvos arba ant kietų ar kauluotų kūno vietų.
- Sumušimų gali atsirasti nepaisant valdymo nustatymo ar taikomo slėgio.
- Dažnai apžiūrėkite apdorotas vietas ir nedelsdami nutraukite naudojimą, kai atsiranda pirmieji skausmo ar diskomforto požymiai.
- Raumenų masažuoklis skirtas išoriniam naudojimui tik ant kūno dalių.

Jei turite bet kurią iš šių būklių, prieš naudodami pasitarkite su gydytoju:

- Nėščioms moterims, vaikams ar pagyvenusiems žmonėms
- Žmonės, kenčiantys nuo odos infekcijų arba turintys odos paraudimą ir nudegimus kurie naudoja širdies stimuliatorių ar panašų implantuotą medicinos prietaisą;
- Pacientai, sergantys širdies liga ar piktybiniais navikais ir pan.
- Žmonės, kurie gydomi arba jaučia diskomfortą
- Žmonės, sergantys osteoporozė
- Žmonės, kurių kraujospūdis yra aukštas arba nenormalus kraujospūdis

3. Valymas ir priežiūra

Prieš valydami išjunkite gaminį ir atjunkite maitinimo laidą.

Nuvalykite gaminio paviršius sausa, minkšta šluoste. Nevalkykite gaminio ir priedų esdinciančiais plovikliais, tokiais kaip benzenas, skiedikliai. Nenaudojamą laikykite vėsioje, sausoje vietoje. Taip pat venkite tiesioginių saulės spindulių ar drėgnos aplinkos, nes kitaip gali išblukti spalvos arba sugadinti gaminį.

1. Ierīces darbība



Barošanas poga: nospiediet un turiet IESLĒGŠANAS/IZSLĒGŠANAS pogu 3 sekundes, lai ieslēgtu ierīci. Nospiediet vēlreiz, lai izslēgtu ierīci.



Režīma poga: nospiediet režīma pogu (M), lai izvēlētos masāžas veidu atbilstoši jūsu individuālajām vajadzībām. Pēc režīma izvēles iedegas atbilstošais indikators.



Masāžas intensitātes indikators: nospiediet pogu, lai pagrieztu masāžas intensitāti atbilstoši lietotāja personiskajām vēlmēm. Pēc līmeņa izvēles iedegas atbilstošais indikators.

Nosēšanās:

1. Pievienojiet kabeli DC5V 1A vai DC5V 2A atvienotam strāvas adapterim (parasti varat izmantot adapteri, ko izmanto tālruna uzlādēšanai).
2. Īsi nospiediet barošanas pogu, lai pārbaudītu akumulatora ietilpību, kad strāva ir izslēgta.
3. Masāžas uzsākšana un izšķīdināšana uzlādes laikā. Kad ierīce ir pilnībā uzlādēta, indikators pārstās mirgot.

PIEZĪME: Masieris nav jāiekļauj uzlādes procesā.

2. Brīdinājumi

Jūsu drošībai un, lai izvairītos no īpašuma bojājumiem, lūdzu uzmanīgi izlasiet šo rokasgrāmatu un izmantojiet, kā norādīts. Nepareiza lietošana var izraisīt nopietnas traumas vai nāvi un/vai īpašuma bojājumus. Nelietojiet šo ierīci citādi, kā norādīts instrukcijās:

- Izmantojiet tikai to lādētāju, kas bija šīs ierīces komplektācijā iegādāties.
- Nenorādīta lādētāja vai adaptera izmantošana var izraisīt pārkaršanu, elektriskās strāvas triecienu vai aizdegšanos.
- Savas drošības nolūkos izmantojiet tikai tos piederumus un piederumus, kas ir pievienoti šim masierim iegādes brīdī.
- **NELIETOJĒT** produktu braukšanas laikā.
- **NELIETOJĒT** masieri ar mitrām rokām.
- **NELIETOJĒT** lādētāja ievades līgzdā nekādus priekšmetus. Tas var sabojāt izstrādājumu vai izraisīt elektriskās strāvas triecienu.
- Glabājiet produktu tālāk no sildīšanas ierīcēm, piemēram, cepeškrāsnis, mikroviļņu krāsnis, karstiem virtuves traukiem, spiediena katla. Tas var izraisīt akumulatora noārdīšanos un/vai produkta kļūmi.

- **NELIETOJĒT** smagus priekšmetus vai pārmērīgu spiedienu uz izstrādājumu.
- **NEIZJAUCIET** un neurbiet izstrādājumu un/vai akumulatoros. Tas var izraisīt izstrādājuma atteici, elektriskās strāvas triecienu vai aizdegšanos.
- Turiet pirkstus, matas vai jebkuru citu ķermeņa daļu tālāk no aplikatora kāta un aizmugures, jo var rasties saspiešana.
- Lietojiet tikai uz sausas ķermeņa virsmas, uz apģērba, viegli piespiežot un pārvietojoties pa ķermeni aptuveni 60 sekundes katrā reģionā.
- Lietojiet masieri tikai uz mikstajiem ķermeņa audiem pēc vēlēšanās, nekavējoties pārtrauciet lietošanu, ja jūtat sāpes vai diskomfortu. Nelietot uz galvas vai cietām vai kaulainām ķermeņa vietām.
- Zilumi var rasties neatkarīgi no vadības iestāţtjuma vai pielietotā spiediena.
- Bieţi pārbaudiet apstrādātās vietas un nekavējoties pārtrauciet lietošanu, parādītos pirmajām sāpju vai diskomforta pazīmēm.
- Muskulu masieris ir paredzēts ārējai lietošanai tikai uz ķermeņa daļām.

Ja Jums ir kāds no šiem stāvokļiem, pirms lietošanas konsultējieties ar savu ārstu:

- Grūtnieces, bērni vai vecāka gadagājuma cilvēki
- Cilvēki, kas cieš no ādas infekcijām vai kuriem ir ādas apsārtums un apdegumi kuri lieto elektrokardiostimulatoru vai līdzīgu implantētu medicīnisko ierīci;
- Pacienti ar sirds slimībām vai ļaundabīgiem audzējiem utt.
- Cilvēki, kuri tiek ārstēti vai izjūt diskomfortu
- Cilvēki, kas cieš no osteoporozes
- Cilvēki ar augstu asinsspiedienu vai patoloģisku asinsspiedienu

3. Tīrīšana un kopšana

Pirms tīrīšanas izslēdziet izstrādājumu un atvienojiet strāvas vadu. Noslaukiet izstrādājuma virsmu ar sausu, mikstu drāniņu. Netīriet izstrādājumu no piederumus ar kodīgiem mazgāšanas līdzekļiem, piemēram, benzolu, atšķaidītājiem. Uzglabājiet vēsā, sausā vietā, kad tos neizmantojat. Izvairieties arī no tiešas saules gaismas vai mitras vides iedarbības, pretējā gadījumā krāsas var izbalināt vai sabojāt izstrādājumu.

1. A készülék működése



Bekapcsológomb: Nyomja meg és tartsa lenyomva a BE/KI gombot 3 másodpercig az eszköz bekapcsolásához, Nyomja meg újra a készülék kikapcsolásához.



Üzem mód gomb: Nyomja meg az üzemmód gombot (M) az egyéni igényeinek megfelelő masszázstípusok közötti váltáshoz. Az üzemmód kiválasztása után a megfelelő jelzőfény világít.



Masszázs intenzitás jelző: Nyomja meg a gombot a masszázs intenzitásának elforgatásához a felhasználó személyes preferenciái szerint. A szint kiválasztása után a megfelelő jelzőfény világít.

Leszállás:

1. Csatlakoztassa a kábelt egy DC5V 1A vagy DC5V 2A leválasztott hálózati adapterhez (általában olyan adaptert használhat, amely a telefon töltésére szolgál).
2. Nyomja meg röviden a bekapcsológombot az akkumulátor kapacitásának ellenőrzéséhez, amikor a készülék ki van kapcsolva.
3. A masszázs indítása és feloldása töltés közben. Amikor a készülék teljesen feltöltődött, a jelzőfény abbahagyja a villogást.

MEGJEGYZÉS: A masszírozót nem szabad beletenni a töltési folyamatba.

2. Figyelmeztetések

Az Ön biztonsága és az anyagi károk elkerülése érdekében kérjük, figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet, és használja az utasításoknak megfelelően. A nem megfelelő használat súlyos sérülést vagy halált és/vagy anyagi károkat okozhat. Ne használja ezt a készüléket az útmutatóban leírtakon kívül:

- Csak a vásárláskor kapott töltőt használja.
- A nem meghatározott töltő vagy adapter használata túlmelegedést, áramütést vagy tüzet okozhat.
- Biztonsága érdekében csak a vásárláskor a masszírozóhoz mellékelt tartozékokat és tartozékokat használja.
- NE használja a terméket vezetés közben.
- NE használja a masszírozót nedves kézzel.
- NE helyezzen semmilyen tárgyat a töltő bemeneti aljzatába. Ez károsíthatja a terméket vagy áramütést okozhat.

- Tartsa távol a terméket olyan fűtőberendezésektől, mint a sütő, mikrohullámú sütő, forró edények, gyorsfőző. Ez az akkumulátor károsodásához és/vagy a termék meghibásodásához vezethet.
- NE használjon nehéz tárgyakat vagy ne gyakoroljon túlzott nyomást a termékre.
- NE szerelje szét és NE fúrja bele a terméket és/vagy az akkumulátorokat. Ez a termék meghibásodását, áramütést vagy tüzet okozhat.
- Tartsa távol ujjait, haját vagy bármely más testrészét az applikátor szárától és hátuljától, mert becsípődhet.
- Csak száraz testfelületen, ruházaton használja, óvatosan nyomja meg és mozogjon a testen régióként körülbelül 60 másodpercig.
- A masszírozót csak a lágy testzöveteken használja, ha kívánja, azonnal hagyja abba a használatát, ha fájdalmat vagy kellemetlen érzést érez. Ne használja a fejen vagy a test kemény vagy csontos területein.
- A zúzódasok a vezérlés beállításától vagy az alkalmazott nyomástól függetlenül előfordulhatnak.
- Gyakran ellenőrizze a kezelt területeket, és azonnal hagyja abba a használatot a fájdalom vagy kényelmetlenség első jelére.
- Az izommasszírozó kizárólag testrészeken külső használatra készült.

Ha az alábbi állapotok bármelyike fennáll Önnél, használat előtt konzultáljon orvosával:

- Terhes nők, gyermekek vagy idősek
- Bőrfertőzésben szenvedők vagy bőrpír vagy égési sérülések akik pacemakert vagy hasonló beültetett orvosi eszközt használnak;
- Szívbetegség vagy rosszindulatú daganatok stb.
- Kezelés alatt álló vagy kellemetlen érzést tapasztaló személyek
- Csontritkulásban szenvedők
- Magas vérnyomásban vagy kóros vérnyomásban szenvedők

3. Tisztítás és ápolás

Tisztítás előtt kapcsolja ki a terméket, és húzza ki a tápkábelt.

Törölje le a termék felületét egy száraz, puha ruhával. Ne tisztítsa a terméket és a tartozékokat maró hatású tisztítószerrel, például benzollal, higítókkal. Használaton kívül tárolja hűvös, száraz helyen. Kerülje a közvetlen napfénynek vagy párák környezetnek való kitettséget is, különben a színek kifakulhatnak, vagy károsíthatják a terméket.

1. Funcționarea dispozitivului



Butonul de pornire: apăsați și mențineți apăsat butonul ON/OFF timp de 3 secunde pentru a porni dispozitivul. Apăsați din nou pentru a opri dispozitivul.



Butonul de mod: Apăsați butonul de mod (M) pentru a parcurge tipul de masaj potrivit nevoilor dumneavoastră individuale. După selectarea modului, indicatorul corespunzător se aprinde.



Indicator intensitate masaj: Apăsați butonul pentru a roti intensitatea masajului în funcție de preferințele personale ale utilizatorului. După selectarea unui nivel, indicatorul corespunzător se aprinde.

Avertizare:

1. Conectați cablul la un adaptor de alimentare deconectat DC5V 1A sau DC5V 2A (de obicei puteți utiliza un adaptor care este folosit pentru a vă încărca telefonul).
2. Apăsați scurt butonul de alimentare pentru a verifica capacitatea bateriei când alimentarea este oprită.
3. Pornirea și dizolvarea masajului în timpul încărcării. Când dispozitivul este complet încărcat, indicatorul luminos nu va mai clipi.

NOTĂ: Aparatul de masaj nu trebuie inclus în procesul de încărcare.

2. Avertizări

Pentru siguranța dumneavoastră și pentru a evita daune materiale, vă rugăm să citiți cu atenție acest manual și să utilizați conform instrucțiunilor. Utilizarea necorespunzătoare poate duce la vătămări grave sau deces și/sau daune materiale. Nu utilizați acest dispozitiv în afara celor indicate în instrucțiuni:

- Utilizați numai încărcătorul care a fost livrat cu acest dispozitiv la momentul achiziției.
- Utilizarea unui încărcător sau adaptor nespecificat poate duce la supraîncălzire, electrocutare sau incendiu.
- Pentru siguranța dumneavoastră, utilizați numai accesoriile și atașamentele furnizate cu acest aparat de masaj la momentul achiziției.
- NU folosiți produsul în timp ce conduceți.
- NU utilizați aparatul de masaj cu mâinile ude.
- NU introduceți niciun obiect în mufa de intrare a încărcătorului. Acest lucru poate deteriora produsul sau poate provoca electrocutare.
- Țineți produsul departe de aparate de încălzire, cum ar fi cuptorul, cuptorul cu microunde, vasele fierbinți, oala sub presiune. Acest lucru poate duce la degradarea bateriei și/sau defectarea produsului.

- NU utilizați obiecte grele sau presiune excesivă asupra produsului.
- NU dezasamblați sau găuriți în produs și/sau baterii. Acest lucru poate cauza defectarea produsului, șoc electric sau incendiu.
- Țineți degetele, părul sau orice altă parte a corpului departe de tija și spatele aplicatorului, deoarece poate apărea ciupit.
- Utilizați numai pe o suprafață uscată a corpului, pe îmbrăcămintă, apăsând ușor și deplasându-se peste corp timp de aproximativ 60 de secunde pe regiune.
- Folosiți aparatul de masaj numai pe țesutul moale al corpului, după cum doriți, opriți imediat utilizarea dacă simțiți durere sau disconfort. A nu se utiliza pe cap sau pe zonele dure sau osoase ale corpului.
- Vânățile pot apărea indiferent de setarea controlului sau presiunea aplicată.
- Inspectați frecvent zonele tratate și întrerupeți utilizarea imediat la primul semn de durere sau disconfort.
- Masajul muscular este destinat utilizării externe numai pe părți ale corpului.

Dacă aveți oricare dintre următoarele afecțiuni, consultați medicul înainte de utilizare:

- Femei însărcinate, copii sau persoane în vârstă
- Persoanele care suferă de infecții ale pielii sau care au roșeață și arsuri ale pielii care utilizează un stimulator cardiac sau un dispozitiv medical implantat similar;
- Pacienți cu boli de inimă sau tumori maligne etc.
- Persoanele care urmează un tratament sau care suferă de disconfort
- Persoanele care suferă de osteoporoză
- Persoane cu hipertensiune arterială sau tensiune arterială anormală

3. Curățare și îngrijire

Przed zczyszczeniem wyłącz produkt i odłącz przewód zasilający. Wytrzyj powierzchnię produktu suchą, miękką ściereczką. Nie czyść produktu i akcesoriów zręcznymi detergentami, takimi jak benzen, rozcieńczalniki. Przechowuj w chłodnym, suchym miejscu, gdy nie jest używany. Unikaj również narażenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub wilgotnego środowiska, w przeciwnym razie może to spowodować blaknięcie kolorów lub uszkodzenie produktu.

1. Работа устройства



Кнопка питания: нажмите и удерживайте кнопку ВКЛ/ВЫКЛ в течение 3 секунд, чтобы включить устройство. Нажмите еще раз, чтобы выключить устройство.



Кнопка режима: нажимайте кнопку режима (M), чтобы переключаться между типами массажа в соответствии с вашими индивидуальными потребностями. После выбора режима загорается соответствующий индикатор.



Индикатор интенсивности массажа: нажмите кнопку, чтобы изменить интенсивность массажа в соответствии с личными предпочтениями пользователя. После выбора уровня загорается соответствующий индикатор.

Посадка:

1. Подключите кабель к отключенному адаптеру питания постоянного тока 5 В 1 А или 5 В постоянного тока 2 А (обычно можно использовать адаптер, который используется для зарядки телефона).
2. Коротко нажмите кнопку питания, чтобы проверить емкость аккумулятора, когда питание выключено.
3. Начинаем и растворяем массаж во время зарядки. Когда устройство полностью заряжено, индикатор перестанет мигать.

ПРИМЕЧАНИЕ. Массажер не следует включать в процесс зарядки.

2. Предупреждения

В целях вашей безопасности и во избежание материального ущерба внимательно прочтите данное руководство и используйте его по назначению. Неправильное использование может привести к серьезным травмам или смерти и/или материальному ущербу. Не используйте это устройство иначе, как указано в инструкции:

- Используйте только зарядное устройство, входящее в комплект поставки устройства на момент покупки.
- Использование несоответствующего зарядного устройства или адаптера может привести к перегреву, поражению электрическим током или возгоранию.
- В целях вашей безопасности используйте только те аксессуары и насадки, которые прилагаются к этому массажеру на момент покупки.
- НЕ используйте изделие во время вождения.
- НЕ используйте массажер мокрыми руками.

- НЕ вставляйте никакие предметы во входное гнездо зарядного устройства. Это может привести к повреждению изделия или поражению электрическим током.
- Держите изделие вдали от нагревательных приборов, таких как духовка, микроволновая печь, горячая посуда, скороварка. Это может привести к ухудшению качества батареи и/или выходу изделия из строя.
- НЕ используйте тяжелые предметы и не оказывайте чрезмерного давления на изделие.
- НЕ разбирайте и не сверлите изделие и/или аккумуляторы. Это может привести к выходу изделия из строя, поражению электрическим током или возгоранию.
- Держите пальцы, волосы или любую другую часть тела подальше от стержня и задней части аппликатора, так как это может привести к защемлению.
- Наносить только на сухую поверхность тела, на одежду, осторожно нажимая и перемещая по телу примерно по 60 секунд на каждую область.
- При необходимости используйте массажер только на мягких тканях тела. Немедленно прекратите использование, если почувствуете боль или дискомфорт. Не наносите на голову, твердые или костистые участки тела.
- Синяки могут возникнуть независимо от настроек управления и приложенного давления.
- Регулярно осматривайте обработанные участки и немедленно прекращайте использование при первых признаках боли или дискомфорта.
- Массажер для мышц предназначен только для наружного применения на частях тела.

Если у вас есть какое-либо из следующих состояний, перед применением проконсультируйтесь с врачом:

- Беременные женщины, дети и пожилые люди.
- Люди, страдающие кожными инфекциями или имеющие покраснение и ожоги кожи, кто пользуется кардиостимулятором или аналогичным имплантированным медицинским устройством;
- Пациенты с заболеваниями сердца, злокачественными опухолями и т. д.
- Люди, которые проходят лечение или испытывают дискомфорт
- Люди, страдающие остеопорозом
- Люди с высоким кровяным давлением или аномальным кровяным давлением.

3. Чистка и уход

Перед чисткой выключите изделие и отсоедините шнур питания.

Протрите поверхность изделия сухой мягкой тканью. Не чистите изделие и аксессуары агрессивными моющими средствами, такими как бензол и разбавители. Храните в сухом прохладном месте, когда они не используются. Также избегайте воздействия прямых солнечных лучей или влажной среды, в противном случае это может привести к выцветанию цветов или повреждению продукта.



Urządzeń elektrycznych i elektronicznych oraz baterii i akumulatorów nie można łączyć wraz z innymi odpadami domowymi. Informuje o tym symbol przekreślonego kosza umieszczony na opakowaniu. Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne oraz baterie i akumulatory należy przekazać do lokalnych punktów selektywnego zbierania odpadów lub do sprzedawcy, a o szczegóły dowiadywać się w swojej gminie. Sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz baterie i akumulatory mogą zawierać niebezpieczne substancje, mieszaniny oraz części składowe szkodliwe dla środowiska i zdrowia ludzi. Nieprawidłowe obchodzenie się z nimi lub ich uszkodzenie może doprowadzić przy dalszej utylizacji lub recyklingu sprzętu do uszczerbku na zdrowiu lub zanieczyszczenia środowiska.
Urządzenie zostało wprowadzone do obrotu po 13.08.2005 r.

Electrical and electronic devices as well as batteries and accumulators must not be mixed with other household waste. This is indicated by the symbol of the crossed out bin placed on the packaging. Worn-out electric and electronic equipment as well as batteries and accumulators should be delivered to local separate waste collection points or to the seller, and for details inquire in your commune. Electrical and electronic equipment as well as batteries and accumulators may contain hazardous substances, mixtures and components harmful to the environment and human health. Improper handling or damage to them may result in damage to health or environmental pollution during further disposal or recycling of the equipment.
The device was placed on the market after 13.08.2005.



Producent na wyłączną własną odpowiedzialność oświadcza, że urządzenie Medivon Force jest zgodne dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/30/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do kompatybilności elektromagnetycznej, a także dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, wraz z dyrektywą delegowaną Komisji (UE) 2015/863 z dnia 31 marca 2015 r. zmieniającą załącznik II do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE w odniesieniu do wykazu substancji objętych ograniczeniem. Pełna treść deklaracji zgodności dostępna pod adresem internetowym

The manufacturer declares under his sole responsibility that the Medivon Force device complies with Directive 2014/30/UE of the European Parliament and of the Council of February 26, 2014 on the harmonization of the laws of the Member States relating to electromagnetic compatibility, as well as Directive 2011 of the European Parliament and of the Council /65/EU of 8 June 2011 on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment, together with Commission Delegated Directive (EU) 2015/863 of 31 March 2015 amending Annex II to the Directive of the European Parliament and 2011/65/EU as regards the list of restricted substances. The full text of the declaration of conformity is available at the internet address

Importer: Armare S.A. | ul Grzybowska 87, Warszawa, 00-844, Polska
Model: Medivon Force