

medivon.




Gun massager
Professional percussion therapy

PL | EN | DE | FR | ES | PT | IT | CZ | SK
SL | EE | LT | LV | HU | RO | RU | NB | FI
EL | HR | SV | DA | NL | TR | BG | AR

PL | Więcej informacji o produkcie dostępnych jest na stronie producenta pod adresem:
EN | More information about the product is available on the manufacturer's website at:
DE | Weitere Informationen zum Produkt finden Sie auf der Website des Herstellers unter:
FR | Plus d'informations sur le produit sont disponibles sur le site Web du fabricant à l'adresse:
ES | Más información sobre el producto está disponible en el sitio web del fabricante en:
PT | Mais informações sobre o produto estão disponíveis no site do fabricante em:
IT | Ulteriori informazioni sul prodotto sono disponibili sul sito Web del produttore all'indirizzo:
CZ | Více informací o produktu je k dispozici na stránkách výrobce na adrese:
NL | Meer informatie over het product is beschikbaar op de website van de fabrikant:
SV | Mer information om produkten finns på tillverkarens hemsida på:
SK | Viac informácií o produkte je dostupných na webovej stránke výrobcu na adrese:
SL | Več informacij o izdelku je na voljo na spletni strani proizvajalca:
EE | Rohkem teavet toote kohta leiata tootja veebisaidilt aadressil:
LT | Daugiau informacijos apie produktą rasite gamintojo svetainėje adresu:
LV | Vairāk informācijas par produktu var atrast ražotāja mājaslapā adresē:
HU | A termékéről további információkat a gyártó weboldalán találhat az alábbi címen:
RO | Mai multe informații despre produs sunt disponibile pe site-ul producătorului la adresa:
RU | Более подробная информация о продукте доступна на сайте производителя по адресу:
NR | Mer informasjon om produktet er tilgjengelig på produsentens hjemmeside på:
FI | Lisää tietoa tuotteesta löytyy valmistajan verkkosivuilta:
EL | Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το προϊόν διατίθενται στον ιστότοπο του κατασκευαστή στη διεύθυνση:
HR | Više informacija o proizvodu dostupno je na web stranici proizvođača na:
DA | Mere information om produktet er tilgængelig på producentens hjemmeside på:
BG | Повече информация за продукта можете да намерите на сайта на производителя на адрес:
TR | Ürün hakkında daha fazla bilgiyi üreticinin web sitesinde bulabilirsiniz:
AR | مزيد من المعلومات حول المنتج متاحة على موقع الشركة المصنعة على العنوان التالي:

SCAN IT



www.medivon.pl/do-pobrania

1. Obsługa urządzenia

Urządzenie jest bardzo proste w obsłudze - wystarczy jedno wciśnięcie przycisku aby rozpocząć rozluźniający masaż całego ciała który pozwoli odpocząć Ci po ciężkim dniu w pracy lub efektywnie rozmasować spięte mięśnie po treningu.

Po uruchomieniu urządzenia, krótkie wciśnięcie przycisku power zmienia cyklicznie tryby masażu stopniowo zwiększając częstotliwość oraz moc wibracji. Przy pierwszym uruchomieniu domyślnie włączony jest najniższy z trybów (jeden z pięciu). Szóstym trybem jest tryb pasywny w którym masażer jest w trybie oczekiwania.

Aby kompletnie wyłączyć urządzenie należy przytrzymać przycisk power przez około 3 sekundy.

Przed korzystaniem zalecane jest w pełni naładowanie baterii urządzenia za pomocą ładowarki 2A. Do tego celu należy użyć kabla USB-C dołączonego do zestawu. W pełni naładowana bateria zostanie oznaczona poprzez podświetlenie. Zalecane jest nie rozładowywanie urządzenia do końca aby wydłużyć żywotność baterii.

Uwaga: głowice masujące wymieniamy tylko gdy urządzenie jest wyłączone. Wystarczy je ściągnąć z urządzenia poprzez pociągnięcie (nie posiadają zakręcanego gwintu).

2. Masaż i ustawienia

Rozpocznij od wybrania odpowiedniej dla siebie i swoich potrzeb głowicy masującej. Zdemontuj poprzednią jeśli jest przymocowana do masażera a następnie zamocuj wybraną. Upewnij się, że jest stabilnie zamocowana i nie jest uszkodzona. Następnie uruchom urządzenie przy pomocy przycisku POWER, wybierając ulubiony tryb masujący.

Siła masażu jest regulowana poprzez użytkownika. W zależności od siły z jaką będziemy dociskać pracujący masażer do ciała, uzyskamy różne efekty końcowe. Przy pierwszym masażu zalecane jest delikatne stosowanie masażera.

Aby zmienić ustawienia kąta głowicy należy wcisnąć główny przycisk przy obrotowej głowicy a następnie wybrać odpowiednie ułożenie - następnie zwolnić przycisk. Dostępne ułożenia to 0° 45° oraz 90°.

Urządzenie pracuje w następujących częstotliwościach:

Tryb 1 - 26Hz - 800rpm

Tryb 2 - 33Hz - 2000rpm

Tryb 3 - 40Hz - 2400rpm

Tryb 4 - 46Hz - 2800rpm

Tryb 5 - 53Hz - 3200rpm

3. Niebezpieczeństwa

1. Nie używaj części zamiennych, które nie są zatwierdzone przez producenta.
2. Nieprofesjonalny serwis nie powinien demontować i wymieniać części masażera nóg bez zezwolenia.
3. Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez odpowiedni profesjonalny personel, aby uniknąć niebezpieczeństwa.
4. Nie używaj ani nie przechowuj produktu w miejscu o wysokiej wilgotności lub wysokiej temperaturze.
5. Po zakończeniu masażu odłącz przewód zasilający.
6. Nie używaj produktu dłużej niż 15 minut jednorazowo.
7. Jeśli wystąpią jakiegokolwiek działania niepożądane, natychmiast przestań używać masażera.
8. Jeśli temperatura jest zbyt wysoka lub produkt zaczyna brzydko pachnieć lub wydzielać zapach spalenizny, należy natychmiast przestać go używać i odłączyć zasilanie.
9. Nie przenoś produktu ciągnąc za przewód zasilający, aby zapobiec poluzowaniu się przewodu zasilającego.
10. Ten produkt nie jest przeznaczony dla osób, które nie posiadają zdolności fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub nie mają doświadczenia i wiedzy w tym zakresie (w tym dzieci).
11. Osoby niewrażliwe na ciepło powinny ostrożnie korzystać z funkcji ogrzewania - najlepiej pod nadzorem opiekuna.

4. Ostrzeżenia

Jeśli masz którykolwiek z poniższych stanów, przed użyciem skonsultuj się z lekarzem:

- Kobiety w ciąży, dzieci lub osoby starsze
- Osoby cierpiące na infekcje skóry lub mające zacerzwienia i oparzenia skóry
- którzy używają rozrusznika lub podobnego wszczepionego urządzenia medycznego;
- Pacjenci z chorobami serca lub nowotworami złośliwymi itp.
- Osoby, które są leczone lub odczuwają dyskomfort
- Osoby cierpiące na osteoporozę
- Osoby z wysokim ciśnieniem krwi lub nieprawidłowym ciśnieniem krwi

5. Czyszczenie i pielęgnacja

Przed czyszczeniem wyłącz produkt i odłącz przewód zasilający. Wytrzyj powierzchnię produktu suchą, miękką ściereczką. Nie czyść produktu i akcesoriów żrącymi detergentami, takimi jak benzen, rozcieńczalniki. Przechowuj w chłodnym, suchym miejscu, gdy nie jest używany. Unikaj również narażenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub wilgotnego środowiska, w przeciwnym razie może to spowodować blaknięcie kolorów lub uszkodzenie produktu.

1. Operation of the device

The device is very easy to use - one press of a button is enough to start a relaxing full body massage that will allow you to rest after a hard day at work or effectively massage tense muscles after training.

After starting the device, a short press of the power button changes the massage modes cyclically, gradually increasing the frequency and power of vibrations. At first start-up, the lowest of the modes (one of five) is enabled by default. The sixth mode is the passive mode in which the massager is in standby mode.

To completely switch off the device, hold the power button for about 3 seconds.

It is recommended to fully charge the device battery before use with the 2A charger. For this purpose, use the USB-C cable included in the set. A fully charged battery will be indicated by a backlight. It is recommended not to fully discharge the device to extend the battery life.

Note: we only replace the massage heads when the device is turned off. It is enough to remove them from the device by pulling (they do not have a screw thread).

2. Massage and settings

Start by choosing the massage head that suits you and your needs. Disassemble the previous one if it is attached to the massager and then attach the chosen one. Make sure that it is firmly attached and not damaged. Then start the device with the POWER button, choose your favorite massage mode.

The strength of the massage is regulated by the user. Depending on the force with which we press the massager to the body, we will obtain different end effects. It is recommended to use the massager gently during the first massage.

To change the head angle settings, press the main button at the rotating head and then select the appropriate orientation - then release the button. The available arrangements are 0 ° 45 ° and 90 °.

The device operates at the following frequencies:

Mode 1 - 26Hz - 800rpm

Mode 2 - 33Hz - 2000rpm

Mode 3 - 40Hz - 2400rpm

Mode 4 - 46Hz - 2800rpm

Mode 5 - 53Hz - 3200rpm

3. Dangers

1. Do not use spare parts that are not approved by the manufacturer.
2. Unprofessional service should not disassemble and replace parts of the leg massager without permission.
3. If the power cord is damaged, it must be replaced by appropriate professional personnel to avoid a hazard.
4. Do not use or store the product in a place with high humidity or high temperature.
5. After completing the massage, disconnect the power cord.
6. Do not use the product for more than 15 minutes at a time.
7. If any side effects occur, please stop using the massager immediately.
8. If the temperature is too high or the product starts to smell bad or smells burnt, stop using it immediately and disconnect the power.
9. Do not carry the product by pulling on the power cord to prevent the power cord from loosening.
10. This product is not intended for people who have no physical, sensory or mental abilities or have no experience and knowledge in this field (including children).
11. People insensitive to heat should use the heating function carefully - preferably under the supervision of a caregiver.

4. Warnings

If you have any of the following conditions, consult your healthcare practitioner before use:

- Pregnant women, children or the elderly
- People who suffer from skin infections or have reddened and burned skin
- who use a pacemaker or similar implanted medical device;
- Patients with heart disease or malignant tumors, etc.
- People who are treated or who experience discomfort
- People suffering from osteoporosis
- People with high blood pressure or abnormal blood pressure

5. Cleaning and maintenance

Turn off the product and unplug the power cord before cleaning. Wipe the surface of the product with a dry, soft cloth. Do not clean the product and accessories with harsh detergents such as benzene, thinners, and store in a cool, dry place when not in use. Also avoid exposure to direct sunlight or humid environment, otherwise it may cause color fading or product damage.

1. Bedienung des Geräts

Das Gerät ist sehr einfach zu bedienen – ein Knopfdruck genügt, um eine entspannende Ganzkörpermassage zu starten, die Sie nach einem anstrengenden Arbeitstag ausruhen lässt oder nach dem Training verspannte Muskeln effektiv massiert.

Nach dem Einschalten des Geräts wechselt ein kurzer Druck auf den Einschaltknopf zyklisch die Massagemodi und erhöht allmählich die Frequenz und Stärke der Vibrationen. Beim ersten Start ist standardmäßig der niedrigste der Modi (einer von fünf) aktiviert. Der sechste Modus ist der passive Modus, in dem sich das Massagegerät im Standby-Modus befindet.

Um das Gerät vollständig auszuschalten, halten Sie die Einschalttaste etwa 3 Sekunden lang gedrückt.

Es wird empfohlen, den Akku des Geräts vor der Verwendung vollständig aufzuladen. Verwenden Sie dazu das im Set enthaltene USB-C-Kabel. Ein vollständig aufgeladener Akku wird durch eine Hintergrundbeleuchtung angezeigt. Es wird empfohlen, das Gerät nicht vollständig zu entladen, um die Lebensdauer der Batterie zu verlängern.

Hinweis: Wir tauschen die Massageköpfe nur bei ausgeschaltetem Gerät aus. Es reicht aus, sie durch Ziehen aus dem Gerät zu entfernen (sie haben kein Schraubgewinde).

2. Massage und Einstellungen

Wählen Sie zunächst den Massagekopf aus, der zu Ihnen und Ihren Bedürfnissen passt. Demontieren Sie das vorherige, wenn es am Massagegerät befestigt ist, und befestigen Sie dann das ausgewählte.

Stellen Sie sicher, dass es fest sitzt und nicht beschädigt ist. Starten Sie dann das Gerät mit der POWER-Taste und wählen Sie Ihren bevorzugten Massagemodus.

Die Stärke der Massage wird vom Benutzer reguliert. Abhängig von der Kraft, mit der wir das Massagegerät an den Körper drücken, erzielen wir unterschiedliche Endeffekte. Es wird empfohlen, das Massagegerät während der ersten Massage sanft zu verwenden.

Um die Einstellungen des Kopfwinkels zu ändern, drücken Sie die Haupttaste am Drehkopf und wählen Sie dann die entsprechende Ausrichtung aus – lassen Sie dann die Taste los. Die verfügbaren Anordnungen sind 0° 45° und 90°.

Das Gerät arbeitet mit folgenden Frequenzen:

- Modus 1 - 26 Hz - 800 U/min
- Modus 2 - 33 Hz - 2000 U/min
- Modus 3 - 40 Hz - 2400 U/min
- Modus 4 - 46 Hz - 2800 U/min
- Modus 5 - 53 Hz - 3200 U/min

3. Gefahren

1. Verwenden Sie keine Ersatzteile, die nicht vom Hersteller freigegeben sind.
2. Unprofessioneller Service sollte Teile des Beinmassagegeräts nicht ohne Erlaubnis zerlegen und ersetzen.
3. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es durch geeignetes Fachpersonal ersetzt werden, um Gefahren zu vermeiden.
4. Verwenden oder lagern Sie das Produkt nicht an einem Ort mit hoher Luftfeuchtigkeit oder hoher Temperatur.
5. Ziehen Sie nach Beendigung der Massage das Netzkabel ab.
6. Verwenden Sie das Produkt nicht länger als 15 Minuten am Stück.
7. Wenn irgendwelche Nebenwirkungen auftreten, hören Sie bitte sofort auf, das Massagegerät zu verwenden.
8. Wenn die Temperatur zu hoch ist oder das Produkt schlecht riecht oder verbrannt riecht, stellen Sie die Verwendung sofort ein und trennen Sie die Stromversorgung.
9. Tragen Sie das Produkt nicht, indem Sie am Netzkabel ziehen, um zu verhindern, dass sich das Netzkabel löst.
10. Dieses Produkt ist nicht für Personen bestimmt, die keine körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten haben oder keine Erfahrung und Kenntnisse auf diesem Gebiet haben (einschließlich Kinder).
11. Hitzeunempfindliche Personen sollten die Heizfunktion vorsichtig verwenden – am besten unter Aufsicht einer Pflegeperson.

4. Warnungen

Wenn Sie eine der folgenden Erkrankungen haben, wenden Sie sich vor der Anwendung an Ihren Arzt:

- Schwangere, Kinder oder ältere Menschen
- Menschen, die an Hautinfektionen leiden oder gerötete und verbrannte Haut haben
- die einen Herzschrittmacher oder ein ähnliches implantiertes medizinisches Gerät verwenden;
- Patienten mit Herzerkrankungen oder bösartigen Tumoren usw.
- Menschen, die behandelt werden oder Beschwerden haben
- Menschen mit Osteoporose
- Menschen mit hohem Blutdruck oder abnormalem Blutdruck

5. Reinigung und Wartung

Schalten Sie das Produkt aus und ziehen Sie das Netzkabel ab, bevor Sie es reinigen.

Wischen Sie die Oberfläche des Produkts mit einem trockenen, weichen Tuch ab. Reinigen Sie das Produkt und das Zubehör nicht mit scharfen Reinigungsmitteln wie Benzin oder Verdünnern und bewahren Sie es bei Nichtgebrauch an einem kühlen, trockenen Ort auf. Vermeiden Sie auch direkte Sonneneinstrahlung oder eine feuchte Umgebung, da dies sonst zu Farbverblässungen oder Produktschäden führen kann.

1. Fonctionnement de l'appareil

L'appareil est très facile à utiliser - une simple pression sur un bouton suffit pour démarrer un massage relaxant de tout le corps qui vous permettra de vous reposer après une dure journée de travail ou de masser efficacement les muscles tendus après l'entraînement.

Après le démarrage de l'appareil, une courte pression sur le bouton d'alimentation change cycliquement les modes de massage, augmentant progressivement la fréquence et la puissance des vibrations. Au premier démarrage, le plus bas des modes (un sur cinq) est activé par défaut. Le sixième mode est le mode passif dans lequel le masseur est en mode veille.

Pour éteindre complètement l'appareil, maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pendant environ 3 secondes.

Il est recommandé de charger complètement la batterie de l'appareil avant utilisation. Pour cela, utilisez le câble USB-C inclus dans le kit. Une batterie complètement chargée sera indiquée par un rétroéclairage. Il est recommandé de ne pas décharger complètement l'appareil pour prolonger la durée de vie de la batterie.

Remarque : nous ne remplaçons les têtes de massage que lorsque l'appareil est éteint. Il suffit de les retirer de l'appareil en tirant (ils n'ont pas de pas de vis).

2. Massage and settings

Commencez par choisir la tête de massage qui vous convient et à vos besoins. Démontez le précédent s'il est attaché au masseur puis attachez celui choisi. Assurez-vous qu'il est bien fixé et qu'il n'est pas endommagé. Ensuite, démarrez l'appareil avec le bouton POWER, choisissez votre mode de massage préféré.

La force du massage est réglée par l'utilisateur. Selon la force avec laquelle nous appuyons le masseur sur le corps, nous obtiendrons différents effets finaux. Il est recommandé d'utiliser le masseur doucement lors du premier massage.

Pour modifier les paramètres d'angle de tête, appuyez sur le bouton principal de la tête rotative, puis sélectionnez l'orientation appropriée, puis relâchez le bouton. Les arrangements disponibles sont 0° 45° et 90°.

L'appareil fonctionne aux fréquences suivantes :

Mode 1 - 26 Hz - 800 rpm

Mode 2 - 33Hz - 2000rpm

Mode 3 - 40Hz - 2400rpm

Mode 4 - 46 Hz - 2800 rpm

Mode 5 - 53Hz - 3200rpm

3. Dangers

1. N'utilisez pas de pièces de rechange non approuvées par le fabricant.
2. Un service non professionnel ne doit pas démonter et remplacer des pièces du masseur de jambes sans autorisation.
3. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par du personnel professionnel approprié pour éviter tout danger.
4. N'utilisez pas et ne stockez pas le produit dans un endroit très humide ou à haute température.
5. Une fois le massage terminé, débranchez le cordon d'alimentation.
6. N'utilisez pas le produit pendant plus de 15 minutes d'affilée.
7. Si des effets secondaires surviennent, arrêtez immédiatement d'utiliser le masseur.
8. Si la température est trop élevée ou si le produit commence à sentir mauvais ou à sentir brûlé, arrêtez immédiatement de l'utiliser et débranchez l'alimentation.
9. Ne transportez pas le produit en tirant sur le cordon d'alimentation pour éviter qu'il ne se desserre.
10. Ce produit n'est pas destiné aux personnes qui n'ont aucune capacité physique, sensorielle ou mentale ou qui n'ont aucune expérience et connaissance dans ce domaine (y compris les enfants).
11. Les personnes insensibles à la chaleur doivent utiliser la fonction de chauffage avec précaution - de préférence sous la surveillance d'un soignant.

4. Avertissements

Si vous avez l'une des conditions suivantes, consultez votre professionnel de la santé avant utilisation :

- Femmes enceintes, enfants ou personnes âgées
- Les personnes qui souffrent d'infections cutanées ou qui ont la peau rouge et brûlée
- qui utilisent un stimulateur cardiaque ou un dispositif médical implanté similaire ;
- Les patients atteints de maladies cardiaques ou de tumeurs malignes, etc.
- Les personnes qui sont traitées ou qui ressentent un malaise
- Les personnes souffrant d'ostéoporose
- Les personnes souffrant d'hypertension ou de pression artérielle anormale

5. Nettoyage et entretien

Éteignez le produit et débranchez le cordon d'alimentation avant de le nettoyer.

Essuyez la surface du produit avec un chiffon doux et sec. Ne nettoyez pas le produit et les accessoires avec des détergents agressifs tels que du benzène, des diluants et rangez-les dans un endroit frais et sec lorsqu'ils ne sont pas utilisés. Évitez également l'exposition à la lumière directe du soleil ou à un environnement humide, sinon cela pourrait causer une décoloration ou endommager le produit.

1. Funcionamiento del dispositivo

El dispositivo es muy fácil de usar: basta con presionar un botón para comenzar un masaje relajante de cuerpo completo que le permitirá descansar después de un duro día de trabajo o masajear eficazmente los músculos tensos después del entrenamiento.

Después de encender el dispositivo, una pulsación breve del botón de encendido cambia los modos de masaje cíclicamente, aumentando gradualmente la frecuencia y la potencia de las vibraciones. En la primera puesta en marcha, el modo más bajo (uno de cinco) está activado de forma predeterminada. El sexto modo es el modo pasivo en el que el masajeador está en modo de espera.

Para apagar completamente el dispositivo, mantenga presionado el botón de encendido durante aproximadamente 3 segundos.

Se recomienda cargar completamente la batería del dispositivo antes de su uso. Para ello, utilice el cable USB-C incluido en el conjunto. Una batería completamente cargada se indicará mediante una luz de fondo. Se recomienda no descargar completamente el dispositivo para prolongar la vida útil de la batería.

Nota: solo reemplazamos los cabezales de masaje cuando el dispositivo está apagado. Basta con sacarlos del aparato tirando (no tienen rosca).

2. Masaje y ambientación

Comience eligiendo el cabezal de masaje que se adapte a usted y sus necesidades. Desmontar el anterior si está acoplado al masajeador y luego acoplar el elegido. Asegúrese de que esté firmemente sujeto y no esté dañado. Luego inicie el dispositivo con el botón de ENCENDIDO, elija su modo de masaje favorito.

La fuerza del masaje es regulada por el usuario. Según la fuerza con la que presionemos el masajeador contra el cuerpo obtendremos diferentes efectos finales. Se recomienda utilizar el masajeador suavemente durante el primer masaje.

Para cambiar la configuración del ángulo del cabezal, presione el botón principal en el cabezal giratorio y luego seleccione la orientación adecuada; luego suelte el botón. Los arreglos disponibles son 0° 45° y 90°.

El dispositivo funciona en las siguientes frecuencias:

- Modo 1 - 26 Hz - 800 rpm
- Modo 2 - 33Hz - 2000rpm
- Modo 3 - 40 Hz - 2400 rpm
- Modo 4 - 46 Hz - 2800 rpm
- Modo 5 - 53Hz - 3200rpm

3. Peligros

1. No utilice repuestos que no estén aprobados por el fabricante.
2. El servicio no profesional no debe desarmar ni reemplazar partes del masajeador de piernas sin permiso.
3. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por personal profesional apropiado para evitar peligros.
4. No utilice ni almacene el producto en un lugar con alta humedad o alta temperatura.
5. Después de completar el masaje, desconecte el cable de alimentación.
6. No utilice el producto durante más de 15 minutos seguidos.
7. Si se produce algún efecto secundario, deje de usar el masajeador inmediatamente.
8. Si la temperatura es demasiado alta o el producto empieza a oler mal o a quemado, deje de usarlo inmediatamente y desconecte la alimentación.
9. No transporte el producto tirando del cable de alimentación para evitar que se afloje.
10. Este producto no está destinado a personas que no tengan capacidades físicas, sensoriales o mentales o que no tengan experiencia ni conocimientos en este campo (incluidos los niños).
11. Las personas insensibles al calor deben utilizar la función de calefacción con cuidado, preferiblemente bajo la supervisión de un cuidador.

4. Advertencias

Si tiene alguna de las siguientes condiciones, consulte a su médico antes de usar:

- Mujeres embarazadas, niños o ancianos.
- Personas que padecen infecciones cutáneas o tienen la piel enrojecida y quemada.
- que utilizan un marcapasos o un dispositivo médico implantado similar;
- Pacientes con enfermedad cardíaca o tumores malignos, etc.
- Personas que reciben tratamiento o que experimentan molestias.
- Personas que padecen osteoporosis
- Personas con presión arterial alta o presión arterial anormal.

5. Limpieza y mantenimiento

Apague el producto y desenchufe el cable de alimentación antes de limpiarlo.

Limpie la superficie del producto con un paño suave y seco. No limpie el producto ni los accesorios con detergentes fuertes como benceno, diluyentes y guárdelos en un lugar fresco y seco cuando no los utilice. También evite la exposición a la luz solar directa o un ambiente húmedo, de lo contrario puede causar decoloración o daño al producto.

1. Operação do dispositivo

O dispositivo é muito fácil de usar - basta pressionar um botão para iniciar uma massagem relaxante de corpo inteiro que permitirá que você descanse após um árduo dia de trabalho ou massageie eficazmente os músculos tensos após o treino.

Depois de iniciar o dispositivo, um toque curto no botão liga / desliga altera os modos de massagem ciclicamente, aumentando gradualmente a frequência e a força das vibrações. Na primeira inicialização, o menor dos modos (um dos cinco) é ativado por padrão. O sexto modo é o modo passivo no qual o massageador está em modo de espera.

Para desligar completamente o dispositivo, segure o botão liga/desliga por cerca de 3 segundos.

Recomenda-se carregar totalmente a bateria do dispositivo antes de usar o carregador de 2A. Para isso, use o cabo USB-C incluído no conjunto. Uma bateria totalmente carregada será indicada por uma luz de fundo. Recomenda-se não descarregar totalmente o dispositivo para prolongar a vida útil da bateria.

Nota: só substituímos as cabeças de massagem quando o aparelho está desligado. Basta retirá-los do aparelho puxando (não possuem rosca).

2. Massagem e configurações

Comece por escolher a cabeça de massagem que mais se adequa a si e às suas necessidades. Desmonte o anterior se estiver preso ao massageador e depois prenda o escolhido. Certifique-se de que está bem preso e não está danificado. Em seguida, inicie o dispositivo com o botão POWER, escolha seu modo de massagem favorito.

A força da massagem é regulada pelo usuário. Dependendo da força com que pressionamos o massageador no corpo, obteremos diferentes efeitos finais. Recomenda-se usar o massageador suavemente durante a primeira massagem.

Para alterar as configurações do ângulo do cabeçote, pressione o botão principal no cabeçote giratório e selecione a orientação apropriada - então solte o botão. Os arranjos disponíveis são 0° 45° e 90°.

O dispositivo opera nas seguintes frequências:

- Modo 1 - 26 Hz - 800 rpm
- Modo 2 - 33 Hz - 2000 rpm
- Modo 3 - 40 Hz - 2400 rpm
- Modo 4 - 46 Hz - 2800 rpm
- Modo 5 - 53 Hz - 3200 rpm

3. Perigos

1. Não use peças de reposição que não sejam aprovadas pelo fabricante.
2. O serviço não profissional não deve desmontar e substituir peças do massagador de pernas sem permissão.
3. Se o cabo de alimentação estiver danificado, deve ser substituído por pessoal profissional adequado para evitar riscos.
4. Não use ou armazene o produto em locais com alta umidade ou alta temperatura.
5. Depois de terminar a massagem, desconecte o cabo de alimentação.
6. Não use o produto por mais de 15 minutos de cada vez.
7. Se ocorrer algum efeito colateral, pare de usar o massagador imediatamente.
8. Se a temperatura estiver muito alta ou o produto começar a cheirar mal ou a queimado, pare de usá-lo imediatamente e desconecte a energia.
9. Não carregue o produto puxando o cabo de alimentação para evitar que ele se solte.
10. Este produto não se destina a pessoas sem capacidades físicas, sensoriais ou mentais ou sem experiência e conhecimento nesta área (incluindo crianças).
11. Pessoas insensíveis ao calor devem usar a função de aquecimento com cuidado - de preferência sob a supervisão de um cuidador.

4. Avisos

Se você tiver alguma das seguintes condições, consulte seu médico antes de usar:

- Grávidas, crianças ou idosos
- Pessoas que sofrem de infecções de pele ou têm pele avermelhada e queimada
- que usam marca-passo ou dispositivo médico implantado similar;
- Pacientes com doenças cardíacas ou tumores malignos, etc.
- Pessoas que são tratadas ou que sentem desconforto
- Pessoas que sofrem de osteoporose
- Pessoas com pressão alta ou pressão arterial anormal

5. Limpeza e manutenção

Desligue o produto e desconecte o cabo de alimentação antes de limpá-lo.

Limpe a superfície do produto com um pano seco e macio. Não limpe o produto e os acessórios com detergentes agressivos, como benzina e diluentes, e guarde-os em local fresco e seco quando não estiver em uso. Evite também a exposição à luz solar direta ou ambiente úmido, caso contrário, pode causar desbotamento da cor ou danos ao produto.

1. Funzionamento del dispositivo

Il dispositivo è molto facile da usare: basta premere un pulsante per iniziare un massaggio rilassante di tutto il corpo che ti permetterà di riposare dopo una dura giornata di lavoro o di massaggiare efficacemente i muscoli tesi dopo l'allenamento.

Dopo aver avviato il dispositivo, una breve pressione del pulsante di accensione cambia ciclicamente le modalità di massaggio, aumentando gradualmente la frequenza e la potenza delle vibrazioni. Al primo avvio, la modalità più bassa (una di cinque) è abilitata per impostazione predefinita. La sesta modalità è la modalità passiva in cui il massaggiatore è in modalità standby.

Per spegnere completamente il dispositivo, tieni premuto il pulsante di accensione per circa 3 secondi.

Si consiglia di caricare completamente la batteria del dispositivo prima dell'uso. A tale scopo, utilizzare il cavo USB-C incluso nel set. Una batteria completamente carica sarà indicata da una retroilluminazione. Si consiglia di non scaricare completamente il dispositivo per prolungare la durata della batteria.

Nota: sostituiamo le testine massaggianti solo quando il dispositivo è spento. È sufficiente rimuoverli dal dispositivo tirandoli (non hanno una filettatura).

2. Massaggio e impostazioni

Inizia scegliendo la testina massaggiante adatta a te e alle tue esigenze. Smontare il precedente se è attaccato al massaggiatore e quindi collegare quello prescelto. Assicurati che sia ben fissato e non danneggiato. Quindi avvia il dispositivo con il pulsante POWER, scegli la tua modalità di massaggio preferita.

La forza del massaggio è regolata dall'utente. A seconda della forza con cui premiamo il massaggiatore sul corpo, otterremo diversi effetti finali. Si consiglia di utilizzare il massaggiatore delicatamente durante il primo massaggio.

Per modificare le impostazioni dell'angolo della testa, premere il pulsante principale sulla testa rotante, quindi selezionare l'orientamento appropriato, quindi rilasciare il pulsante. Le disposizioni disponibili sono 0°/45° e 90°.

Il dispositivo funziona alle seguenti frequenze:

- Modalità 1 - 26 Hz - 800 giri/min
- Modalità 2 - 33 Hz - 2000 giri/min
- Modalità 3 - 40 Hz - 2400 giri/min
- Modalità 4 - 46 Hz - 2800 giri/min
- Modalità 5 - 53 Hz - 3200 giri/min

3. Pericoli

1. Non utilizzare pezzi di ricambio non approvati dal produttore.
2. Il servizio non professionale non deve smontare e sostituire parti del massaggiatore per gambe senza permesso.
3. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito da personale professionale appropriato per evitare pericoli.
4. Non utilizzare o conservare il prodotto in un luogo con elevata umidità o temperatura elevata.
5. Dopo aver completato il massaggio, scollegare il cavo di alimentazione.
6. Non utilizzare il prodotto per più di 15 minuti alla volta.
7. In caso di effetti collaterali, interrompere immediatamente l'uso del massaggiatore.
8. Se la temperatura è troppo alta o il prodotto inizia a emanare cattivi odori o odori di bruciato, interrompere immediatamente l'utilizzo e scollegare l'alimentazione.
9. Non trasportare il prodotto tirando il cavo di alimentazione per evitare che si allenti.
10. Questo prodotto non è destinato a persone che non hanno capacità fisiche, sensoriali o mentali o che non hanno esperienza e conoscenza in questo campo (compresi i bambini).
11. Le persone insensibili al calore dovrebbero usare la funzione di riscaldamento con attenzione, preferibilmente sotto la supervisione di un assistente.

4. Avvertenze

Se si dispone di una delle seguenti condizioni, consultare il proprio medico prima dell'uso:

- Donne incinte, bambini o anziani
- Persone che soffrono di infezioni della pelle o hanno la pelle arrossata e bruciata
- che utilizzano un pacemaker o un dispositivo medico impiantato simile;
- Pazienti con malattie cardiache o tumori maligni, ecc.
- Persone trattate o che provano disagio
- Persone che soffrono di osteoporosi
- Persone con pressione alta o pressione sanguigna anormale

5. Pulizia e manutenzione

Spegnere il prodotto e scollegare il cavo di alimentazione prima della pulizia.

Pulire la superficie del prodotto con un panno morbido e asciutto. Non pulire il prodotto e gli accessori con detergenti aggressivi come benzene, diluenti e conservarli in un luogo fresco e asciutto quando non vengono utilizzati. Evitare anche l'esposizione alla luce solare diretta o ad un ambiente umido, altrimenti potrebbe sbiadire il colore o danneggiare il prodotto.

1. Obsluha zařízení

Přístroj se velmi snadno používá - jedním stisknutím tlačítka se spustí relaxační masáž celého těla, která vám umožní odpočinout si po náročném dni v práci nebo účinně masírovat napjaté svaly po tréninku.

Po spuštění přístroje se krátkým stisknutím vypínače cyklicky mění masážní režimy, postupně se zvyšuje frekvence a síla vibrací. Při prvním spuštění je ve výchozím nastavení povolen nejnižší z režimů (jeden z pěti). Šestý režim je pasivní režim, ve kterém je masér v pohotovostním režimu.

Chcete-li zařízení úplně vypnout, podržte tlačítko napájení asi 3 sekundy.

Před použitím s 2A nabíječkou se doporučuje plně nabit baterii zařízení. K tomuto účelu použijte kabel USB-C, který je součástí sady. Plně nabitá baterie bude indikována podsvícením. Pro prodloužení životnosti baterie se doporučuje zařízení zcela nevybíjet.

Poznámka: masážní hlavice vyměňujeme pouze při vypnutém přístroji. Stačí je z přístroje vyjmout tahem (nemají šroubovací závit).

2. Masáž a nastavení

Začněte výběrem masážní hlavice, která vyhovuje vám a vašim potřebám. Demontujte předchozí, pokud je připojen k masérce, a poté připojte vybraný.

Ujistěte se, že je pevně připevněn a není poškozen.

Poté spusťte přístroj tlačítkem POWER, vyberte si svůj oblíbený masážní režim.

Síla masáže je regulována uživatelem. V závislosti na síle, kterou přitlačíme masér k tělu, získáme různé konečné efekty. Při první masáži se doporučuje používat masér jemně.

Chcete-li změnit nastavení úhlu hlavy, stiskněte hlavní tlačítko na otočné hlavě a poté vyberte vhodnou orientaci – poté tlačítko uvolněte. Dostupná uspořádání jsou 0° 45° a 90°.

Zařízení pracuje na následujících frekvencích:

Režim 1 - 26Hz - 800 ot./min

Režim 2 - 33Hz - 2000 ot./min

Režim 3 - 40Hz - 2400 ot./min

Režim 4 - 46Hz - 2800 ot./min

Režim 5 - 53Hz - 3200 ot./min

3. Nebezpečí

1. Nepoužívejte náhradní díly, které nejsou schváleny výrobcem.
2. Neprofesionální obsluha by neměla bez povolení rozebírat a vyměňovat části masážního přístroje na nohy.
3. Pokud je napájecí kabel poškozen, musí jej vyměnit příslušný odborný personál, aby se předešlo nebezpečí.
4. Nepoužívejte ani neskladujte výrobek na místě s vysokou vlhkostí nebo vysokou teplotou.
5. Po dokončení masáže odpojte napájecí kabel.
6. Nepoužívejte výrobek déle než 15 minut v kuse.
7. Pokud se vyskytnou jakékoli nežádoucí účinky, okamžitě přestaňte masér používat.
8. Pokud je teplota příliš vysoká nebo produkt začne zapáchat nebo zapáchá spáleninou, okamžitě jej přestaňte používat a odpojte napájení.
9. Nepřenášejte výrobek taháním za napájecí kabel, aby se napájecí kabel neuvolnil.
10. Tento produkt není určen pro osoby, které nemají žádné fyzické, smyslové nebo duševní schopnosti nebo nemají žádné zkušenosti a znalosti v této oblasti (včetně dětí).
11. Lidé necitliví na teplo by měli funkci topení používat opatrně – nejlépe pod dohledem pečovatele.

4. Varování

Pokud máte některý z následujících stavů, poraďte se před použitím se svým lékařem:

- Těhotné ženy, děti nebo senioři
- Lidé, kteří trpí kožními infekcemi nebo mají zarudlou a spálenou kůži
- kteří používají kardiostimulátor nebo podobný implantovaný zdravotnický prostředek;
- Pacienti se srdečním onemocněním nebo zhoubnými nádory atd.
- Lidé, kteří jsou léčeni nebo kteří pocítují nepohodlí
- Lidé trpící osteoporózou
- Lidé s vysokým krevním tlakem nebo abnormálním krevním tlakem

5. Čištění a údržba

Před čištěním vypněte produkt a odpojte napájecí kabel. Otřete povrch produktu suchým měkkým hadříkem. Nečistěte výrobek a příslušenství drsnými čisticími prostředky, jako je benzen, ředidla, a pokud je nepoužíváte, skladujte je na chladném a suchém místě. Vyvarujte se také vystavení přímému slunečnímu záření nebo vlhkému prostředí, jinak může dojít k vyblednutí barev nebo poškození produktu.

1. Obsluha zariadenia

Prístroj sa veľmi ľahko používa - jedno stlačenie tlačidla postačí na spustenie relaxačnej masáže celého tela, ktorá vám umožní oddýchnuť si po náročnom dni v práci alebo účinne masírovať napäté svaly po tréningu.

Po spustení prístroja krátkym stlačením vypínača sa cyklicky menia masážne režimy, pričom sa postupne zvyšuje frekvencia a sila vibrácií. Pri prvom spustení je predvolené povolený najnižší z režimov (jeden z piatich). Šiesty režim je pasívny režim, v ktorom je masér v pohotovostnom režime.

Ak chcete zariadenie úplne vypnúť, podržte tlačidlo napájania približne 3 sekundy.

Pred použitím s 2A nabíjačkou sa odporúča úplne nabiť batériu zariadenia. Na tento účel použite kábel USB-C, ktorý je súčasťou súpravy. Plne nabitá batéria bude indikovaná podsvietením. Na predĺženie životnosti batérie sa odporúča nevybíjať zariadenie úplne.

Poznámka: masážne hlavice vymieňame len vtedy, keď je prístroj vypnutý. Z prístroja ich stačí vybrať potiahnutím (nemajú skrutkovací závit).

2. Masáž a nastavenia

Začnite výberom masážnej hlavice, ktorá vyhovuje vám a vašim potrebám. Demontujte predchádzajúci, ak je pripravený k masážnemu prístroju, a potom pripievte vybraný. Uistite sa, že je pevne pripavený a nie je poškodený. Potom spustíte zariadenie tlačidlom POWER, vyberte si svoj obľúbený masážny režim.

Sila masáže je regulovaná užívateľom. V závislosti od sily, ktorou pritlačíme masér k telu, dosiahneme rôzne konečné efekty. Pri prvej masáži sa odporúča používať masér jemne.

Ak chcete zmeniť nastavenia uhla hlavy, stlačte hlavné tlačidlo na otočnej hlave a potom vyberte vhodnú orientáciu - potom tlačidlo uvoľnite. Dostupné usporiadania sú 0° 45° a 90°.

Zariadenie pracuje na nasledujúcich frekvenciách:

Režim 1 - 26 Hz - 800 ot./min

Režim 2 - 33 Hz - 2000 ot./min

Režim 3 - 40 Hz - 2400 ot./min

Režim 4 - 46Hz - 2800 ot./min

Režim 5 - 53 Hz - 3200 ot./min

3. Nebezpečenstvo

1. Nepoužívajte náhradné diely, ktoré nie sú schválené výrobcom.
2. Neprofesionálny servis by nemal bez povolenia rozoberať a vymieňať časti prístroja na masáž nôh.
3. Ak je napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť príslušný odborný personál, aby sa predišlo nebezpečenstvu.
4. Výrobok nepoužívajte ani neskladujte na mieste s vysokou vlhkosťou alebo vysokou teplotou.
5. Po dokončení masáže odpojte napájací kábel.
6. Nepoužívajte výrobok dlhšie ako 15 minút v kuse.
7. Ak sa vyskytnú akékoľvek vedľajšie účinky, okamžite prestaňte masér používať.
8. Ak je teplota príliš vysoká alebo produkt začne zapáchať alebo zapácha spálený, okamžite ho prestaňte používať a odpojte napájanie.
9. Neprenášajte výrobok ťahaním za napájací kábel, aby ste predišli uvoľneniu napájacieho kábla.
10. Tento produkt nie je určený pre osoby, ktoré nemajú žiadne fyzické, zmyslové alebo duševné schopnosti alebo nemajú skúsenosti a znalosti v tejto oblasti (vrátane detí).
11. Ľudia necitliví na teplo by mali funkciu vyhrievania používať opatrne – najlepšie pod dohľadom opatrovateľa.

4. Varovania

Ak máte niektorý z nasledujúcich stavov, pred použitím sa poraďte so svojim lekárom:

- Tehotné ženy, deti alebo starší ľudia
- Ľudia, ktorí trpia kožnými infekciami alebo majú začervenanú a spálenú pokožku
- ktorí používajú kardiostimulátor alebo podobné implantované zdravotnícke zariadenie;
- Pacienti s ochorením srdca alebo zhubnými nádormi atď.
- Ľudia, ktorí sú liečení alebo ktorí pocitujú nepohodlie
- Ľudia trpiaci osteoporózou
- Ľudia s vysokým krvným tlakom alebo abnormálnym krvným tlakom

5. Čistenie a starostlivosť

Pred čistením produkt vypnite a odpojte napájací kábel.

Povrch produktu utrite suchou, mäkkou handričkou. Nečistite výrobok a príslušenstvo drsnými čistiacimi prostriedkami, ako je benzén, riedidlá, a keď sa nepoužíva, skladujte ich na chladnom a suchom mieste. Vyhňte sa tiež vystaveniu priamemu slnečnému žiareniu alebo vlhkému prostrediu, inak môže dôjsť k vyblednutiu farieb alebo poškodeniu produktu.

1. Delovanje naprave

Naprava je zelo enostavna za uporabo – en pritisk na gumb zadostuje za začetek sproščujoče masaže celega telesa, ki vam bo omogočila počitek po napornem delovnem dnevu ali učinkovito masiranje napetih mišic po treningu.

Po zagonu naprave s kratkim pritiskom na gumb za vklop ciklično spremenite načine masaže, postopoma povečujete frekvenco in moč vibracij. Ob prvem zagonu je privzeto omogočen najnižji način (eden od petih). Šesti način je pasivni način, v katerem je masažna naprava v stanju pripravljenosti.

Za popoln izklop naprave držite gumb za vklop približno 3 sekunde.

Priporočljivo je, da popolnoma napolnite baterijo naprave pred uporabo s 2A polnilnikom. V ta namen uporabite kabl USB-C, ki je priložen kompletu. Popolnoma napolnjena baterija bo prikazana z osvetlitvijo ozadja. Priporočljivo je, da naprave ne izpraznite do konca, da podaljšate življenjsko dobo baterije.

Opozorilo: masažne glave zamenjamo samo, ko je naprava izklopljena. Dovolj je, da jih s potegom odstranite iz naprave (nimajo navoja).

2. Masaža in nastavitve

Začnite z izbiro masažne glave, ki ustreza vam in vašim potrebam. Razstavite prejšnjega, če je pritrjen na masažni aparat in nato pritrdite izbranega.

Prepričajte se, da je trdno pritrjen in nepoškodovan.

Nato zaženite napravo z gumbom POWER, izberite svoj najljubši način masaže.

Moč masaže uravnava uporabnik. Glede na moč, s katero masažni aparat pritisnemo na telo, bomo dosegli različne končne učinke. Priporočljivo je, da pri prvi masaži masažni aparat uporabljate nežno.

Če želite spremeniti nastavitve kota glave, pritisnite glavni gumb pri vrteči se glavi in nato izberite ustrezno usmeritev - nato spustite gumb. Na voljo sta razporeditvi 0 ° 45 ° in 90 °.

Naprava deluje na naslednjih frekvencah:

Način 1 - 26Hz - 800rpm

Način 2 - 33Hz - 2000rpm

Način 3 - 40Hz - 2400rpm

Način 4 - 46Hz - 2800rpm

Način 5 - 53Hz - 3200rpm

3. Nevarnosti

1. Ne uporabljajte nadomestnih delov, ki jih proizvajalec ni odobril.
2. Nestrokovni servis ne sme brez dovoljenja razstaviti in zamenjati delov masažerja za noge.
3. Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora zamenjati ustrezno strokovno osebje, da se izognete nevarnosti.
4. Izdelka ne uporabljajte in ne shranjujte na mestu z visoko vlažnostjo ali visoko temperaturo.
5. Po končani masaži izključite napajalni kabel.
6. Izdelka ne uporabljajte več kot 15 minut naenkrat.
7. Če se pojavi kakršen koli neželeni učinek, takoj prenehajte z uporabo masažnega aparata.
8. Če je temperatura previsoka ali izdelek začne slabo dišati ali diši po zažganem, ga takoj prenehajte uporabljati in odklopite napajanje.
9. Izdelka ne prenašajte tako, da vlečete za napajalni kabel, da preprečite, da bi se napajalni kabel zrahljal.
10. Ta izdelek ni namenjen ljudem, ki nimajo fizičnih, senzoričnih ali mentalnih sposobnosti ali nimajo izkušenj in znanja na tem področju (vključno z otroki).
11. Ljudje, neobčutljivi na toploto, naj skrbno uporabljajo funkcijo gretja – po možnosti pod nadzorom negovalca.

4. Opozorila

- Če imate katero od naslednjih stanj, se pred uporabo posvetujte s svojim zdravnikom:
- Nosečnice, otroci ali starejši
 - Ljudje, ki trpijo zaradi kožnih okužb ali imajo pordelo in opečeno kožo
 - ki uporabljajo srčni spodbujevalnik ali podobno vsajeno medicinsko napravo;
 - Bolniki s srčnimi boleznimi ali malignimi tumorji itd.
 - Ljudje, ki se zdravijo ali doživljajo nelagodje
 - Ljudje z osteoporozo
 - Ljudje z visokim ali nenormalnim krvnim tlakom

5. Čiščenje in vzdrževanje

Pred čiščenjem izklopite izdelek in izvlecite napajalni kabel. Obrišite površino izdelka s suho, mehko krpo. Izdelka in dodatkov ne čistite z ostrimi detergenti, kot so benzen, razredčila, in jih hranite na hladnem in suhem mestu, ko niso v uporabi. Prav tako se izogibajte izpostavljanju neposredni sončni svetlobi ali vlažnemu okolju, sicer lahko povzroči bledenje barv ali poškodbe izdelka.

1. Seadme kasutamine

Seade on väga lihtne kasutada - ühe nupuvajutusega saate alustada lõõgastavat kogu keha massaaži, mis lubab teil pärast rasket tööpäeva puhata või tõhusalt masseerida pärast treeningut pinges lihaseid.

Pärast seadme käivitamist muudab lühike toitenupu vajutus massaažirežiime tsükliliselt, järk-järgult suurendades vibratsioonide sagedust ja võimsust. Esimesel käivitusel on vaikimisi lubatud madalaim režiim (viiest üks). Kuues režiim on passiivrežiim, kus massaažiseade on ooterežiimil.

Seadme täielikuks väljalülitamiseks hoidke toitenuppu umbes 3 sekundit all.

Soovitav on seadme aku enne kasutamist täielikult laadida 2A laadijaga. Selleks kasutage komplektis olevat USB-C kaablit. Täielikult laetud aku näitab tagantvalgustust. Soovitav on seadet mitte täielikult tühjendada, et pikendada aku eluiga.

Märkus: me vahetame massaažipead ainult siis, kui seade on välja lülitatud. Piisab, kui eemaldate need seadmest tõmmates (neil pole keermestust).

2. Massaaž ja seaded

Alusta sobiva massaažipea valimisega, mis sobib teile ja teie vajadustele. Võtke eelmine pea lahti, kui see on massaažiseadme külge kinnitatud, ja kinnitage seejärel valitud pea. Veenduge, et see on kindlalt kinnitatud ja pole kahjustatud. Seejärel käivitage seade POWER nupust ja valige oma lemmik massaažirežiim.

Massaaži tugevust reguleerib kasutaja. Sõltuvalt jõust, millega me massaažiseadet keha vastu vajutame, saavutame erinevad lõpptulemused. Esimesel massaažil on soovitatav massaažiseadet õrnalt kasutada.

Massaažipea nurga seadistuste muutmiseks vajutage pöörleva pea peamist nuppu ja seejärel valige sobiv suund - seejärel vabastage nupp. Saadaolevad seadistused on 0°, 45° ja 90°.

Seade töötab järgmistel sagedustel:

Režiim 1 - 26Hz - 800 p/min

Režiim 2 - 33Hz - 2000 p/min

Režiim 3 - 40Hz - 2400 p/min

Režiim 4 - 46Hz - 2800 p/min

Režiim 5 - 53Hz - 3200 p/min

3. Ohtud

1. Ärge kasutage tootja poolt heaks kiitmata varuosasid.
2. Ilma loata ei tohiks mitteprofessionaalne teenindus jalamassaaži osi lahti võtta ega asendada.
3. Kui toitejuhe on kahjustatud, tuleb see asendada sobiva professionaalse isikuga, et vältida ohtu.
4. Ärge kasutage ega hoidke toodet kõrge niiskusega või kõrge temperatuuriga kohas.
5. Pärast massaaži lõpetamist ühendage toitejuhe lahti.
6. Ärge kasutage toodet korraga rohkem kui 15 minutit.
7. Kui ilmnevad kõrvaltoimed, lõpetage massaaži kohe kasutamine.
8. Kui temperatuur on liiga kõrge või toode hakkab halvasti lõhnama või lõhnab põlenult, lõpetage selle kohe kasutamine ja ühendage toide lahti.
9. Ärge kandke toodet toitejuhet tõmmates, et vältida toitejuhtme lahtitulekut.
10. See toode ei ole mõeldud inimestele, kellel puuduvad füüsilised, sensoorsed või vaimsed võimed või kellel puudub selles valdkonnas kogemus ja teadmised (kaasa arvatud lapsed).
11. Inimesed, kes ei talu soojust, peaksid kasutama soojendusfunktsiooni ettevaatlikult - eelistatavalt hooldaja järelevalve all.

4. Hoiatused

Kui teil on mõni järgmistest seisunditest, konsulteerige enne kasutamist oma tervishoiutöötajaga:

- Rasedad naised, lapsed või eakad
- Inimesed, kes kannatavad naha infektsioonide all või kellel on punetav ja põlenud nahk
- kes kasutavad südamestimulaatorit või sarnast implanteeritud meditsiiniseadet;
- Patsiendid, kellel on südamehaigus või pahaloomulised kasvajad jne.
- Inimesed, kes saavad ravi või kellel on ebamugavusi
- Inimesed, kes kannatavad osteoporoosi all
- Inimesed, kellel on kõrge vererõhk või ebanormaalne vererõhk

5. Puhastamine ja hooldus

Lülitage toode välja ja tõmmake enne puhastamist toitejuhe pistikupesast välja.

Pühkige toote pinda kuiva, pehme lapiga. Ärge puhastage toodet ega tarvikuid karmide puhastusvahenditega nagu benseen, vedeldajad ja hoidke jahedas, kuivas kohas, kui seda ei kasutata. Vältige ka otsest päikesevalgust või niisket keskkonda, vastasel juhul võib see põhjustada värvi tuhmumist või toote kahjustamist.

1. Prietaiso veikimas

Prietaisą labai paprasta naudoti – užtenka vieno mygtuko paspaudimo, kad prasidėtų atpalaiduojantis viso kūno masažas, kuris leis pailsėti po sunkios darbo dienos ar efektyviai masažuoti įsitempusius raumenis po treniruotės.

Įjungus prietaisą, trumpai paspaudus maitinimo mygtuką cikliška keičiami masažo režimai, palaipsniui didinant vibracijų dažnį ir galią. Pirmą kartą paleidžiant, pagal numatytuosius nustatymus įjungiamas žemiausias režimas (vienas iš penkių). Šeštasis režimas yra pasyvus režimas, kai masažuoklis veikia budėjimo režimu.

Norėdami visiškai išjungti įrenginį, palaikykite maitinimo mygtuką maždaug 3 sekundes.

Prieš naudojant su 2A įkrovikliu, prietaiso akumuliatorių rekomenduojama visiškai įkrauti. Tam naudokite komplekte esantį USB-C laidą. Visiškai įkrautą bateriją parodys foninis apšvietimas. Norint pailginti baterijos tarnavimo laiką, rekomenduojama visiškai neiškrauti įrenginio.

Pastaba: masažo galvutes keičiame tik tada, kai prietaisas yra išjungtas. Jas pakanka išimti iš prietaiso traukiant (jie neturi varžto sriegio).

2. Masažas ir nustatymai

Pradėkite pasirinkdami jums ir jūsų poreikius atitinkančią masažo galvutę. Išardykite ankstesnįjį, jei jis pritvirtintas prie masažuoklio, o tada pritvirtinkite pasirinktą.

Įsitinkinkite, kad jis tvirtai pritvirtintas ir nepažeistas.

Tada paleiskite įrenginį POWER mygtuku, pasirinkite mėgstamą masažo režimą.

Masažo stiprumą reguliuoja vartotojas. Priklausomai nuo jėgos, kuria prispaudžiame masažuoklį prie kūno, gausime skirtingus galutinius efektus. Pirmojo masažo metu masažuoklį rekomenduojama naudoti švelniai.

Norėdami pakeisti galvos kampo nustatymus, paspauskite pagrindinį mygtuką prie besisukančios galvutės ir pasirinkite atitinkamą padėtį – tada atleiskite mygtuką. Galimi išdėstymai yra 0° 45° ir 90°.

Įrenginys veikia šiais dažniais:

- 1 režimas - 26Hz - 800 aps./min
- 2 režimas - 33Hz - 2000 aps./min
- 3 režimas - 40Hz - 2400 aps./min
- 4 režimas - 46Hz - 2800 aps./min
- 5 režimas - 53Hz - 3200 aps./min

3. Pavojai

1. Nenaudokite gamintojo nepatvirtintų atsarginių dalių.
2. Neprofesionalus aptarnavimas neturėtų ardyti ir keisti kojų masažuoklio dalių be leidimo.
3. Jei maitinimo laidas pažeistas, jį turi pakeisti tinkamas profesionalus personalas, kad būtų išvengta pavojaus.
4. Nenaudokite ir nelaikykite gaminio vietoje, kurioje yra daug drėgmės arba aukšta temperatūra.
5. Baigę masažą, atjunkite maitinimo laidą.
6. Nenaudokite produkto ilgiau nei 15 minučių vienu metu.
7. Jei pasireiškia bet koks šalutinis poveikis, nedelsdami nustokite naudoti masažuoklį.
8. Jei temperatūra per aukšta arba gaminys pradeda blogai kvėpėti arba kvėpia apdegęs, nedelsdami nustokite jį naudoti ir atjunkite maitinimą.
9. Neneškite gaminio traukdami už maitinimo laido, kad maitinimo laidas neatspalaiduotų.
10. Šis gaminys nėra skirtas žmonėms, kurie neturi fizinių, jutiminių ar protinių gebėjimų arba neturi patirties ir žinių šioje srityje (įskaitant vaikus).
11. Karščiui nejautrūs žmonės šildymo funkciją turėtų naudoti atsargiai – pageidautina prižiūrint globėjui.

4. Įspėjimai

Jei turite bet kurią iš šių būklių, prieš naudodami pasitarkite su savo sveikatos priežiūros specialistu:

- Nėščios moterys, vaikai ar pagyvenę žmonės
- Žmonės, kurie kenčia nuo odos infekcijų arba kurių oda yra paraudusi ir nudugusi
- kurie naudoja širdies stimuliatorių ar panašų implantuotą medicinos prietaisą;
- Pacientai, sergantys širdies ligomis ar piktybiniais navikais ir kt.
- Žmonės, kurie gydomi arba patiria diskomfortą
- Žmonės, sergantys osteoporoze
- Žmonės, kurių kraujospūdis yra aukštas arba nenormalus kraujospūdis

5. Valymas ir priežiūra

Prieš valydami gaminį išjunkite ir atjunkite maitinimo laidą. Nuvalykite gaminio paviršių sausa, minkšta šluoste. Nevalykite gaminio ir priedų stipriais plovikliais, tokiais kaip benzenas, skiedikliai, ir laikykite vėsioje, sausoje vietoje, kai nenaudojate. Taip pat venkite tiesioginių saulės spindulių ar drėgnos aplinkos, nes gali išblukti spalva arba sugadinti gaminį.

1. Ierīces darbība

Ierīce ir ļoti viegli lietojama - viens pogas nospiešana ir pietiekama, lai sāktu relaksējošu pilnas ķermeņa masāžu, kas ļaus jums atpūsties pēc grūta darba dienas vai efektīvi masēt saspringtos muskuļus pēc treniņa.

Pēc ierīces ieslēgšanas, īss barošanas pogas nospiešana cikliski maina masāžas režīmus, pakāpeniski palielinot vibrāciju frekvenci un jaudu. Pirmajā ieslēgšanā pēc noklusējuma tiek ieslēgts zemākais no režīmiem (viens no pieciem). Sestais režīms ir pasīvais režīms, kurā masieris atrodas gaidīšanas režīmā.

Lai pilnībā izslēgtu ierīci, turiet nospiestu barošanas pogu aptuveni 3 sekundes.

Pirms lietošanas ieteicams pilnībā uzlādēt ierīces akumulatoru ar 2A lādētāju. Šim nolūkam izmantojiet komplektā iekļauto USB-C kabeli. Pilnībā uzlādētu akumulatoru norādīs gaismas signāls. Ieteicams ne pilnībā izlādēt ierīci, lai pagarinātu akumulatora kalpošanas laiku.

Piezīme: masāžas galviņas mēs nomainām tikai tad, kad ierīce ir izslēgta. Lai tos noņemtu no ierīces, pietiek tos izvilkēt (tie nav ar vītņiem).

2. Masāža un iestatījumi

Sāciet, izvēloties masāžas galviņu, kas jums un jūsu vajadzībām vislabāk piemērota. Ja iepriekšējā galviņa ir pievienota masierim, to noņemiet un pēc tam pievienojiet izvēlēto galviņu. Pārliecinieties, ka tā ir stingri pievienota un nav bojāta. Pēc tam ieslēdziet ierīci ar POWER pogu un izvēlieties savu iecienītāko masāžas režīmu.

Masāžas stiprumu regulē lietotājs. Atkarībā no tā, ar kādu spēku mēs piespiežam masieri pie ķermeņa, mēs iegūsim dažādas beigu efektus. Pirmās masāžas laikā ieteicams masieri lietot maigi.

Lai mainītu galviņas leņķa iestatījumus, nospiediet galveno pogu pie rotējošās galviņas un pēc tam izvēlieties atbilstošu orientāciju - pēc tam atlaidiet pogu. Pieejamie iestatījumi ir 0°, 45° un 90°.

Ierīce darbojas ar šādām frekvencēm:

- Režīms 1 - 26Hz - 800 apg/min
- Režīms 2 - 33Hz - 2000 apg/min
- Režīms 3 - 40Hz - 2400 apg/min
- Režīms 4 - 46Hz - 2800 apg/min
- Režīms 5 - 53Hz - 3200 apg/min

3. Bīstamība

1. Neizmantojiet rezerves daļas, kuras nav apstiprinājis ražotājs.
2. Neprofesionāls apkalpojošais personāls nedrīkst bez atļaujas izjaukt un nomainīt kāju masiera daļas.
3. Ja strāvas vads ir bojāts, tas jānomaina atbilstošam profesionālam personālam, lai izvairītos no briesmām.
4. Neizmantojiet un neuzglabājiet produktu vietā ar augstu mitruma līmeni vai augstu temperatūru.
5. Kad masāža ir pabeigta, atvienojiet strāvas vadu.
6. Nelietojiet produktu ilgāk par 15 minūtēm vienlaikus.
7. Ja rodas jebkādas blakusparādības, nekavējoties pārtrauciet masiera lietošanu.
8. Ja temperatūra ir pārāk augsta vai produkts sāk slikti smaržot vai izdala deguma smaku, nekavējoties pārtrauciet tā lietošanu un atvienojiet strāvas padevi.
9. Nepārvietojiet izstrādājumu, velkot aiz strāvas vada, lai novērstu strāvas vada atvienošanu.
10. Šis produkts nav paredzēts personām, kurām trūkst fizisko, sensoro vai garīgo spēju vai pieredzes un zināšanu šajā jomā (tostarp bērniem).
11. Cilvēkiem, kuri nav jutīgi pret siltumu, sildīšanas funkcija jāizmanto piesardzīgi – vēlams aprūpētāja uzraudzībā.

4. Brīdinājumi

Ja jums ir kāds no šiem stāvokļiem, pirms lietošanas konsultējieties ar veselības aprūpes speciālistu:

- Grūtnieces, bērni vai vecāka gadagājuma cilvēki
- Cilvēki, kuriem ir ādas infekcijas vai sarkanots un apdedzināts ādas apgabals
- cilvēki, kuri lieto sirds ritma regulētāju vai līdzīgu iestiprinātu medicīnas ierīci;
- Pacienti ar sirds slimībām vai ļaundabīgiem audzējiem utt.
- Cilvēki, kuri saņem ārstēšanu vai piedzīvo diskomfortu
- Cilvēki, kuri cieš no osteoporozes
- Cilvēki ar augstu asinsspiedienu vai nenormālu asinsspiedienu.

5. Tīrīšana un kopšana

Pirms tīrīšanas izslēdziet izstrādājumu un atvienojiet strāvas vadu.

Noslaukiet izstrādājuma virsmu ar sausu, mikstu drāniņu. Netīriet izstrādājumu un piederumus ar spēcīgiem mazgāšanas līdzekļiem, piemēram, benzolu, atšķaidītājiem, un uzglabājiet vēsā, sausā vietā, kad tos neizmantojat. Izvairieties arī no tiešas saules gaismas vai mitras vides iedarbības, pretējā gadījumā tas var izraisīt krāsas izbalēšanu vai produkta bojājumus.

1. Kezelése a készüléknek

A készülék használata nagyon egyszerű - egy gombnyomás elegendő egy pihentető teljes testmasszázs elindításához, amely lehetővé teszi a pihenést egy kemény munkanap után, vagy hatékonyan masszírozza a megfeszült izmokat edzés után.

A készülék indítása után a bekapcsoló gomb rövid megnyomásával ciklikusan változtatja a masszázsmódokat, fokozatosan növelve a rezgések frekvenciáját és erejét. Az első indításkor a legalacsonyabb mód (az öt közül az egyik) alapértelmezés szerint engedélyezve van. A hatodik üzemmód az a passzív üzemmód, amelyben a masszírozó készenléti üzemmódban van.

A készülék teljes kikapcsolásához tartsa lenyomva a bekapcsológombot körülbelül 3 másodpercig.

Javasoljuk, hogy a 2A-es töltővel történő használat előtt teljesen töltsse fel a készülék akkumulátorát. Erre a célra használja a készletben található USB-C kábelt. A teljesen feltöltött akkumulátort háttérvilágítás jelzi. Javasoljuk, hogy ne merítse le teljesen a készüléket az akkumulátor élettartamának meghosszabbítása érdekében.

Megjegyzés: a masszázspejeket csak kikapcsolt készüléknél cseréljük. Ezeket elég húzással kivenni a készülékből (csavarmenet nincs rajtuk).

2. Masszázs és beállítások

Kezdje azzal, hogy válassza ki az Önnek és igényeinek megfelelő masszázspejet. Szerelje szét az előzőt, ha az a masszírozóhoz van rögzítve, majd rögzítse a kiválasztottat. Győződjön meg arról, hogy szilárdan rögzítve van, és nem sérült. Ezután indítsa el a készüléket a POWER gombbal, válassza ki kedvenc masszázsmódját.

A masszázs erősségét a felhasználó szabályozza. Attól függően, hogy milyen erővel nyomjuk a masszírozót a testhez, különböző véghatásokat érünk el. Javasoljuk, hogy az első masszázs során óvatosan használja a masszírozót.

A fejszög beállításainak módosításához nyomja meg a fő gombot a forgó fejen, majd válassza ki a megfelelő tájolást – majd engedje fel a gombot. A választható elrendezések 0°-45° és 90°.

A készülék a következő frekvenciákon működik:

1. üzemmód - 26 Hz - 800 ford./perc
2. üzemmód - 33 Hz - 2000 ford./perc
3. mód - 40 Hz - 2400 ford./perc
4. üzemmód - 46 Hz - 2800 ford./perc
- Mód 5 - 53 Hz - 3200 ford./perc

3. Veszélyek

1. Ne használjon a gyártó által nem jóváhagyott pótalkatrészeket.
2. Szakszerűtlen szerviz engedély nélkül ne szedje szét és ne cserélje ki a lábmasszírozó alkatrészeit.
3. Ha a tápkábel megsérült, a veszély elkerülése érdekében megfelelő szakembernek kell kicserélnie.
4. Ne használja és ne tárolja a terméket magas páratartalmú vagy magas hőmérsékletű helyen.
5. A masszázs befejezése után húzza ki a tápkábelt.
6. Egyszerre ne használja a terméket 15 percnél tovább.
7. Ha bármilyen mellékhatás jelentkezik, azonnal hagyja abba a masszírozó használatát.
8. Ha a hőmérséklet túl magas, vagy a termék rossz szaga van, vagy égett szaga van, azonnal hagyja abba a használatát, és húzza ki a tápfeszültséget.
9. Ne a tápkábelnél fogva szállítsa a terméket, nehogy a tápkábel kilazuljon.
10. Ez a termék nem olyan személyek számára készült, akik nem rendelkeznek fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel, vagy nem rendelkeznek tapasztalattal és ismeretekkel ezen a területen (beleértve a gyermekeket is).
11. A hőre érzéketlen személyek óvatosan használják a fűtési funkciót – lehetőleg gondozó felügyelete mellett.

4. Figyelmeztetések

Ha az alábbi állapotok bármelyike fennáll, használat előtt konzultáljon kezelőorvosával:

- Terhes nők, gyermekek vagy idősek
- Bőrfertőzésben szenvedők, vagy akiknek kipirosodott és égett bőruk van
- akik pacemakert vagy hasonló beültetett orvosi eszközt használnak;
- Szívbetegség vagy rosszindulatú daganatok stb.
- Kezelt vagy kellemetlen érzést átélő emberek
- Csontritkulásban szenvedők
- Magas vérnyomásban vagy kóros vérnyomásban szenvedők

5. Tisztítás és ápolás

Tisztítás előtt kapcsolja ki a terméket, és húzza ki a tápkábelt. Törölje le a termék felületét egy száraz, puha ruhával. Ne tisztítsa a terméket és a tartozékokat erős tisztítószerekkel, például benzinnel, higítókkal, és használaton kívül tárolja hűvös, száraz helyen. Kerülje a közvetlen napfénynek vagy párák környezetnek való kitettséget is, különben színtelenedést vagy a termék károsodását okozhatja.

1. Funcționarea dispozitivului

Dispozitivul este foarte ușor de utilizat - o singură apăsare a unui buton este suficientă pentru a începe un masaj relaxant pentru întregul corp, care vă va permite să vă odihniți după o zi grea la muncă sau să masați eficient mușchii tensionați după antrenament.

După pornirea dispozitivului, o apăsare scurtă a butonului de alimentare schimbă modulile de masaj ciclic, crescând treptat frecvența și puterea vibrațiilor. La prima pornire, cel mai scăzut dintre moduri (unul din cinci) este activat implicit. Al șaselea mod este modul pasiv în care masaorul este în modul standby.

Pentru a opri complet dispozitivul, țineți apăsat butonul de alimentare timp de aproximativ 3 secunde.

Se recomandă încărcarea completă a bateriei dispozitivului înainte de utilizare cu încărcătorul de 2A. În acest scop, folosiți cablul USB-C inclus în set. O baterie complet încărcată va fi indicată de o lumină de fundal. Se recomandă să nu descărcați complet dispozitivul pentru a prelungi durata de viață a bateriei.

Notă: schimbăm capetele de masaj doar atunci când dispozitivul este oprit. Este suficient să le îndepărtați din dispozitiv trăgând (acestea nu au un filet de șurub).

2. Masaj și setări

Începe prin a alege capul de masaj potrivit pentru tine și nevoile tale. Demontează-l pe cel anterior dacă este atașat de masaj și apoi atasează-l pe cel selectat.

Asigurați-vă că este bine atașat și nu este deteriorat.

Apoi porniți dispozitivul folosind butonul POWER și selectați modul preferat de masaj.

Puterea masajului este reglată de utilizator. În funcție de forța cu care presam masajul de lucru pe corp, vom obține efecte finale diferite. Pentru primul masaj se recomandă folosirea usoara a aparatului de masaj.

Pentru a modifica setările unghiului capului, apăsați butonul principal de lângă capul rotativ și apoi selectați poziția corespunzătoare - apoi eliberați butonul. Orientările disponibile sunt 0°, 45° și 90°.

Dispozitivul funcționează la următoarele frecvențe:

Mod 1 - 26 Hz - 800 rpm

Mod 2 - 33Hz - 2000rpm

Mod 3 - 40Hz - 2400rpm

Mod 4 - 46 Hz - 2800 rpm

Mod 5 - 53Hz - 3200rpm

3. Pericole

1. Nu folosiți piese de schimb care nu sunt aprobate de producător.
2. Serviciul neprofesionist nu trebuie să demonteze și să înlocuiască piesele masajului pentru picioare fără permisiune.
3. Dacă cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de personalul profesional corespunzător pentru a evita un pericol.
4. Nu utilizați sau depozitați produsul într-un loc cu umiditate ridicată sau temperatură înaltă.
5. După finalizarea masajului, deconectați cablul de alimentare.
6. Nu utilizați produsul mai mult de 15 minute la rând.
7. Dacă apar efecte secundare, vă rugăm să opriți imediat utilizarea masajului.
8. Dacă temperatura este prea înaltă sau produsul începe să miroasă rău sau miroase a ars, opriți utilizarea imediat și deconectați alimentarea.
9. Nu transportați produsul tragând de cablul de alimentare pentru a preveni desprinderea acestuia.
10. Acest produs nu este destinat persoanelor care nu au abilități fizice, senzoriale sau mentale sau nu au experiență și cunoștințe în acest domeniu (inclusiv copii).
11. Persoanele insensibile la căldură ar trebui să utilizeze funcția de încălzire cu atenție - de preferință sub supravegherea unui îngrijitor.

4. Avertismente

Dacă aveți una dintre următoarele afecțiuni, consultați-vă medicul înainte de utilizare:

- Femei însărcinate, copii sau vârstnici
- Persoane care suferă de infecții ale pielii sau au pielea înroșită și arsă
- cei care folosesc un stimulator cardiac sau un dispozitiv medical implantat similar;
- Pacienții cu boli de inimă sau tumori maligne, etc.
- Persoanele care sunt tratate sau care resimt disconfort
- Persoanele care suferă de osteoporoză
- Persoanele cu tensiune arterială ridicată sau anormală.

5. Curățare și întreținere

Opriți produsul și scoateți cablul de alimentare înainte de curățare.

Ștergeți suprafața produsului cu o cârpă uscată și moale. Nu curățați produsul și accesoriile cu detergenți duri precum benzen, diluanți și depozitați într-un loc răcoros și uscat când nu este folosit. De asemenea, evitați expunerea directă la soare sau într-un mediu umed, altfel poate provoca decolorarea sau deteriorarea produsului.

1. Работа устройства

Прибор очень удобен в использовании – достаточно одного нажатия кнопки, чтобы начать расслабляющий массаж всего тела, который позволит отдохнуть после тяжелого рабочего дня или эффективно помассировать напряженные мышцы после тренировки.

После запуска аппарата короткое нажатие кнопки включения циклически меняет режимы массажа, постепенно увеличивая частоту и мощность вибраций. При первом включении по умолчанию включен низший из режимов (один из пяти). Шестой режим — пассивный, при котором массажер находится в режиме ожидания.

Чтобы полностью выключить устройство, удерживайте кнопку питания около 3 секунд.

Перед использованием зарядного устройства на 2A рекомендуется полностью зарядить аккумулятор устройства. Для этого используйте кабель USB-C, входящий в комплект. Полностью заряженный аккумулятор будет обозначен подсветкой. Не рекомендуется полностью разряжать устройство, чтобы продлить срок службы батареи.

Примечание: мы заменяем массажные головки только при выключенном устройстве. Их достаточно снять с устройства, потянув (винтовой резьбы у них нет).

2. Массаж и настройки

Начните с выбора массажной головки, которая подходит вам и вашим потребностям. Разберите предыдущий, если он был прикреплен к массажеру, а затем присоедините выбранный. Убедитесь, что он надежно закреплен и не поврежден. Затем запустите устройство кнопкой POWER, выберите любимый режим массажа.

Сила массажа регулируется пользователем. В зависимости от силы, с которой мы прижимаем массажер к телу, получаем разные конечные эффекты. Во время первого массажа рекомендуется использовать массажер осторожно.

Чтобы изменить настройки угла наклона головки, нажмите основную кнопку на вращающейся головке, затем выберите соответствующую ориентацию и отпустите кнопку. Доступные варианты: 0°, 45° и 90°.

Устройство работает на следующих частотах:

Режим 1 — 26 Гц — 800 об/мин
Режим 2 — 33 Гц — 2000 об/мин
Режим 3 — 40 Гц — 2400 об/мин
Режим 4 — 46 Гц — 2800 об/мин
Режим 5 — 53 Гц — 3200 об/мин

3. Опасности

1. Не используйте запасные части, не одобренные производителем.
2. Непрофессиональный сервис не должен разбирать и заменять части массажера для ног без разрешения.
3. Если шнур питания поврежден, во избежание опасности он должен быть заменен соответствующим профессиональным персоналом.
4. Не используйте и не храните изделие в местах с повышенной влажностью или высокой температурой.
5. После завершения массажа отсоедините шнур питания.
6. Не используйте продукт более 15 минут за раз.
7. Если возникают какие-либо побочные эффекты, немедленно прекратите использование массажера.
8. Если температура слишком высока или продукт начинает неприятно пахнуть или пахнет горелым, немедленно прекратите его использование и отключите питание.
9. Не переносите изделие, дергая за шнур питания, чтобы предотвратить ослабление шнура питания.
10. Этот продукт не предназначен для людей, не имеющих физических, сенсорных или умственных способностей или не имеющих опыта и знаний в этой области (включая детей).
11. Людям, нечувствительным к теплу, следует осторожно пользоваться функцией обогрева, желательна под наблюдением опекуна.

4. Предупреждения

Если у вас есть какие-либо из следующих условий,

проконсультируйтесь с врачом перед использованием:

- Беременные женщины, дети или пожилые люди
- Людям, которые страдают от кожных инфекций или имеют покраснение и ожоги кожи
- кто использует кардиостимулятор или подобное имплантированное медицинское устройство;
- Пациенты с сердечными заболеваниями или злокачественными опухолями и т.д.
- Люди, которые лечатся или испытывают дискомфорт
- Людям, страдающим остеопорозом
- Люди с высоким кровяным давлением или аномальным кровяным давлением

5. Очистка и техническое обслуживание

Перед очисткой выключите изделие и отсоедините шнур питания.

Протрите поверхность изделия сухой мягкой тканью. Не чистите изделие и аксессуары агрессивными моющими средствами, такими как бензол и разбавители, и храните их в прохладном сухом месте, когда они не используются. Также избегайте воздействия прямых солнечных лучей или влажной среды, иначе это может привести к обесцвечиванию или повреждению изделия.

1. Drift av enheten

Enheden er veldig enkel å bruke - bare trykk på knappen for å starte en avslappende helkropps massasje som lar deg slappe av etter en hard dag på jobben eller effektivt massere anspente muskler etter trening.

Etter å ha slått på enheten, et kort trykk på strømknappen endrer massasjemodusene syklisk, og øker gradvis frekvensen og kraften til vibrasjoner. Når du først starter den, er den laveste modusen (en av fem) aktivert som standard. Den sjette modusen er den passive modusen der massasjeapparatet er i standby-modus.

For å slå av enheten helt, hold nede strømknappen i ca. 3 sekunder.

Før bruk anbefales det å fulllade enhetens batteri ved hjelp av en 2A-lader. For dette formålet, bruk USB-C-kabelen som følger med settet. Når batteriet er fulladet, indikeres det med belysning. Det anbefales å ikke lade ut enheten helt for å forlenge batterilevetiden.

Merk: Bytt massasjehodene bare når enheten er slått av. Bare fjern dem fra enheten ved å trekke (de har ikke skrujenger).

2. Massasje og innstillinger

Start med å velge riktig massasjehode for deg og dine behov. Demonter den forrige hvis den er festet til massasjeapparatet og fest deretter den valgte. Sørg for at den er godt festet og ikke skadet. Slå deretter på enheten ved å bruke POWER-knappen og velg din favorittmassasjemodus.

Styrken på massasjen reguleres av brukeren. Avhengig av kraften som vi presser den fungerende massasjeapparatet til kroppen med, vil vi oppnå forskjellige slutteffekter. For den første massasjen anbefales det å bruke massasjeapparatet skånsomt.

For å endre hodevinkelinnstillingene, trykk på hovedknappen ved siden av det roterende hodet og velg deretter riktig posisjon - slipp deretter knappen. Tilgjengelige orienteringer er 0°, 45° og 90°.

Enheden fungerer ved følgende frekvenser:

- Modus 1 - 26Hz - 800rpm
- Modus 2 - 33Hz - 2000rpm
- Modus 3 - 40Hz - 2400rpm
- Modus 4 - 46Hz - 2800rpm
- Modus 5 - 53Hz - 3200rpm

3. Farer

1. Ikke bruk reservedeler som ikke er godkjent av produsenten.
2. Ikke-profesjonelt servicepersonell bør ikke demontere og erstatte deler av benmassasjeapparatet uten tillatelse.
3. Hvis strømledningen er skadet, må den skiftes ut av egnet fagpersonell for å unngå fare.
4. Ikke bruk eller oppbevar produktet på et sted med høy luftfuktighet eller høy temperatur.
5. Trekk ut strømledningen etter at massasjen er ferdig.
6. Ikke bruk produktet i mer enn 15 minutter av gangen.
7. Hvis noen bivirkninger oppstår, slutt å bruke massasjeapparatet umiddelbart.
8. Hvis temperaturen er for høy eller produktet begynner å lukte vondt eller avgi en brennende lukt, slutt å bruke det umiddelbart og koble fra strømmen.
9. Ikke flytt produktet ved å trekke i strømledningen for å forhindre at strømledningen løsner.
10. Dette produktet er ikke beregnet på personer som mangler fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på erfaring og kunnskap på dette området (inkludert barn).
11. Personer som ikke er følsomme for varme bør bruke varmfunksjonen forsiktig – gjerne under oppsyn av en omsorgsperson.

4. Advarsler

Hvis du har noen av følgende tilstander, kontakt legen din før bruk:

- Gravide kvinner, barn eller eldre
- Personer som lider av hudinfeksjoner eller har rødhet og brannskader
- som bruker pacemaker eller lignende implantert medisinsk utstyr;
- Pasienter med hjertesykdom eller ondartede svulster o.l.
- Personer som er under behandling eller opplever ubehag
- Folk som lider av osteoporose
- Personer med høyt blodtrykk eller unormalt blodtrykk

5. Rengjøring og stell

Før rengjøring, slå av produktet og trekk ut strømledningen. Tørk av overflaten på produktet med en tørr, myk klut. Ikke rengjør produktet og tilbehøret med etsende rengjøringsmidler som benzen, tynnere. Oppbevares på et kjølig, tørt sted når det ikke er i bruk. Unngå også eksponering for direkte sollys eller fuktige omgivelser, ellers kan det føre til at farger falmer eller skader produktet.

1. Laitteen toiminta

Laitte on erittäin helppokäyttöinen - paina vain nappia aloittaaksesi rentouttavan kokovartalohieronnan, jonka avulla voit rentoutua raskaan työpäivän jälkeen tai hieroa tehokkaasti jännittyneitä lihaksia harjoituksen jälkeen.

Laitteen käynnistämisen jälkeen virtapainikkeen lyhyt painallus muuttaa hierontatiloja syklistä lisäämällä asteittain tärinän taajuutta ja tehoa. Kun käynnistät sen ensimmäisen kerran, alin tila (yksi viidestä) on oletusarvoisesti käytössä. Kuudes tila on passiivinen tila, jossa hierontalaitte on valmiustilassa.

Sammuta laite kokonaan pitämällä virtapainiketta painettuna noin 3 sekuntia.

Ennen käyttöä on suositeltavaa ladata laitteen akku täyteen 2A laturilla. Käytä tähän tarkoitukseen sarjan mukana tulevaa USB-C-kaapelia. Kun akku on ladattu täyteen, se ilmaistaan valolla. Suosittelemme, ettei laitetta pureta kokonaan akun käyttöä pidentämiseksi.

Huomautus: vaihda hierontapäät vain, kun laite on sammutettu. Poista ne vain laitteesta vetämällä (niissä ei ole kierrettä).

2. Hieronta ja asetukset

Aloita valitsemalla sinulle ja tarpeisiisi sopiva hierontapäät. Pura edellinen, jos se on kiinnitetty hierontalaitteeseen, ja kiinnitä sitten valittu.

Varmista, että se on tiukasti kiinni ja ettei se ole vaurioitunut. Käynnistä sitten laite POWER-painikkeella ja valitse suosikk hierontatila.

Hieronnan voimakkuutta säätää käyttäjä. Riippuen voimalla, jolla painamme toimivaa hierontalaitetta kehoon, saamme aikaan erilaisia loppuvaikutuksia. Ensimmäisessä hieronnassa on suositeltavaa käyttää hierontalaitetta hellävaraisesti.

Muuttaaksesi pään kulma-asetuksia, paina pyörivän pään vieressä olevaa pääpainiketta ja valitse sitten sopiva asento - vapauta sitten painike. Käytettävissä olevat suunnat ovat 0°, 45° ja 90°.

Laitte toimii seuraavilla taajuuksilla:

Tila 1 - 26 Hz - 800 rpm

Tila 2 - 33 Hz - 2000 rpm

Tila 3 - 40 Hz - 2400 rpm

Tila 4 - 46 Hz - 2800 rpm

Tila 5 - 53 Hz - 3200 rpm

3. Vaarat

1. Älä käytä varaosia, joita valmistaja ei ole hyväksynyt.
2. Ei-ammattimainen huoltohenkilöstö ei saa purkaa ja vaihtaa jalkahierontalaitteen osia ilman lupaa.
3. Jos virtajohto on vaurioitunut, asianmukaisen ammattihenkilöstön on vaihdettava se vaaran välttämiseksi.
4. Älä käytä tai säilytä tuotetta paikassa, jossa on korkea kosteus tai korkea lämpötila.
5. Kun hieronta on päättynyt, irrota virtajohto.
6. Älä käytä tuotetta yli 15 minuuttia kerrallaan.
7. Jos sivuvaikutuksia ilmenee, lopeta hierontalaitteen käyttö välittömästi.
8. Jos lämpötila on liian korkea tai tuote alkaa haista pahalle tai siitä tulee palaneen hajua, lopeta sen käyttö välittömästi ja irrota virtajohto.
9. Älä siirrä tuotetta vetämällä virtajohdosta estääksesi virtajohdon irtoamisen.
10. Tätä tuotetta ei ole tarkoitettu henkilöille, joilla ei ole fyysisiä, sensorisia tai henkisiä kykyjä tai joilla ei ole kokemusta ja tietoa tällä alalla (mukaan lukien lapset).
11. Ihmisten, jotka eivät ole herkkiä lämmölle, tulee käyttää lämmitystoimintoa huolellisesti - mieluiten hoitajan valvonnassa.

4. Varoitukset

Jos sinulla on jokin seuraavista tiloista, keskustele lääkärisi kanssa ennen käyttöä:

- Raskaana olevat naiset, lapset tai vanhukset
- Ihmiset, jotka kärsivät ihotulehduksista tai joilla on ihon punoitusta ja palovammoja
- jotka käyttävät sydämentahdistinta tai vastaavaa implantoitua lääketieteellistä laitetta;
- Potilaat, joilla on sydänsairaus tai pahanlaatuisia kasvaimia jne.
- Ihmiset, jotka ovat hoidossa tai jotka kokevat epämukavuutta
- Ihmiset, jotka kärsivät osteoporoosista
- Ihmiset, joilla on korkea verenpaine tai epänormaali verenpaine

5. Puhdistus ja hoito

Ennen puhdistamista sammuta tuote ja irrota virtajohto. Pyyhi tuotteen pinta kuivalla, pehmeällä liinalla. Älä puhdistu tuotetta ja lisävarusteita syövyttävillä pesuaineilla, kuten bentseenillä, tinnerillä. Säilytä viileässä, kuivassa paikassa, kun et käytä. Vältä myös altistumista suoralle auringonvalolle tai kostealle ympäristölle, sillä muuten värit voivat haalistua tai vahingoittaa tuotetta.

1. Λειτουργία συσκευής

Η συσκευή είναι πολύ εύκολη στη χρήση - απλώς πατήστε το κουμπί για να ξεκινήσετε ένα χαλαρωτικό μασάζ σε όλο το σώμα που θα σας επιτρέψει να χαλαρώσετε μετά από μια δύσκολη μέρα στη δουλειά ή να κάνετε αποτελεσματικό μασάζ στους τεντωμένους μύες μετά την προπόνηση.

Μετά την ενεργοποίηση της συσκευής, πατώντας σύντομα το κουμπί λειτουργίας αλλάζουν οι λειτουργίες μασάζ κυκλικά, αυξάνοντας σταδιακά τη συχνότητα και την ισχύ των κραδασμών. Όταν το ξεκινήσετε για πρώτη φορά, η χαμηλότερη λειτουργία (μία από τις πέντε) είναι ενεργοποιημένη από προεπιλογή. Η έκτη λειτουργία είναι η παθητική λειτουργία στην οποία το μασάζ βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής.

Για να απενεργοποιήσετε εντελώς τη συσκευή, κρατήστε πατημένο το κουμπί λειτουργίας για περίπου 3 δευτερόλεπτα.

Πριν από τη χρήση, συνιστάται η πλήρης φόρτιση της μπαταρίας της συσκευής χρησιμοποιώντας φορτιστή 2A. Για το σκοπό αυτό, χρησιμοποιήστε το καλώδιο USB-C που περιλαμβάνεται στο σετ. Όταν φορτιστεί πλήρως, η μπαταρία θα υποδεικνύεται με φωτισμό. Συνιστάται να μην αποφορτίζετε πλήρως τη συσκευή για να παρατείνετε τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.

Σημείωση: αντικαταστήστε τις κεφαλές μασάζ μόνο όταν η συσκευή είναι απενεργοποιημένη. Απλώς αφαιρέστε τα από τη συσκευή τραβώντας (δεν έχουν βιδωτό σπείρωμα).

2. Μασάζ και ρυθμίσεις

Ξεκινήστε επιλέγοντας τη σωστή κεφαλή μασάζ για εσάς και τις ανάγκες σας. Αποσυναρμολογήστε το προηγούμενο εάν είναι συνδεδεμένο με το μασάζ και στη συνέχεια τοποθετήστε το επιλεγμένο.

Βεβαιωθείτε ότι έχει στερεωθεί καλά και δεν έχει υποστεί ζημιά. Στη συνέχεια, ενεργοποιήστε τη συσκευή χρησιμοποιώντας το κουμπί POWER και επιλέξτε την αγαπημένη σας λειτουργία μασάζ.

Η δύναμη του μασάζ ρυθμίζεται από τον χρήστη. Ανάλογα με τη δύναμη με την οποία πιέζουμε το μασέρ εργασίας στο σώμα, θα επιτύχουμε διαφορετικά τελικά αποτελέσματα. Για το πρώτο μασάζ, συνιστάται η απαλή χρήση του μασάζ.

Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις γωνίας κεφαλής, πατήστε το κύριο κουμπί δίπλα στην περιστρεφόμενη κεφαλή και, στη συνέχεια, επιλέξτε την κατάλληλη θέση - στη συνέχεια αφήστε το κουμπί. Οι διαθέσιμοι προσανατολισμοί είναι 0°, 45° και 90°.

Η συσκευή λειτουργεί στις ακόλουθες συχνότητες:

- Λειτουργία 1 - 26Hz - 800rpm
- Λειτουργία 2 - 33Hz - 2000rpm
- Λειτουργία 3 - 40Hz - 2400rpm
- Λειτουργία 4 - 46Hz - 2800rpm
- Λειτουργία 5 - 53Hz - 3200rpm

3. Κίνδυνοι

1. Μη χρησιμοποιείτε ανταλλακτικά που δεν είναι εγκεκριμένα από τον κατασκευαστή.
2. Το μη επαγγελματικό προσωπικό σέρβις δεν πρέπει να αποσυναρμολογεί και να αντικαθιστά μέρη της συσκευής μασάζ ποδιών χωρίς άδεια.
3. Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι κατεστραμμένο, πρέπει να αντικατασταθεί από κατάλληλο επαγγελματικό προσωπικό για αποφυγή κινδύνου.
4. Μη χρησιμοποιείτε ή αποθηκεύετε το προϊόν σε μέρος με υψηλή υγρασία ή υψηλή θερμοκρασία.
5. Αφού τελειώσετε το μασάζ, αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος.
6. Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν για περισσότερο από 15 λεπτά κάθε φορά.
7. Εάν εμφανιστούν παρενέργειες, σταματήστε αμέσως να χρησιμοποιείτε τη συσκευή μασάζ.
8. Εάν η θερμοκρασία είναι πολύ υψηλή ή το προϊόν αρχίσει να μυρίζει άσχημα ή να αναδύει μια μυρωδιά καμένου, σταματήστε να το χρησιμοποιείτε αμέσως και αποσυνδέστε το ρεύμα.
9. Μην μετακινείτε το προϊόν τραβώντας το καλώδιο τροφοδοσίας για να αποτρέψετε το να χαλαρώσει το καλώδιο τροφοδοσίας.
10. Αυτό το προϊόν δεν προορίζεται για άτομα που δεν διαθέτουν σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης σε αυτόν τον τομέα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών).
11. Άτομα που δεν είναι ευαίσθητα στη ζέση θα πρέπει να χρησιμοποιούν τη λειτουργία θέρμανσης προσεκτικά - κατά προτίμηση υπό την επίβλεψη ενός φροντιστή.

4. Προειδοποιήσεις

Εάν έχετε κάποια από τις ακόλουθες καταστάσεις, συμβουλευτείτε το γιατρό σας πριν από τη χρήση:

- Έγκυες γυναίκες, παιδιά ή ηλικιωμένοι
- Άτομα που πάσχουν από δερματικές λοιμώξεις ή έχουν ερυθρότητα δέρματος και εγκαύματα
- που χρησιμοποιούν βηματοδότη ή παρόμοια εμφυτευμένη ιατρική συσκευή:
- Ασθενείς με καρδιοπάθειες ή κακοήθειες όγκους κ.λπ.
- Άτομα που υποβάλλονται σε θεραπεία ή παρουσιάζουν δυσφορία
- Άτομα που πάσχουν από οστεοπόρωση
- Άτομα με υψηλή αρτηριακή πίεση ή μη φυσιολογική αρτηριακή πίεση

5. Καθαρισμός και περιποίηση

Πριν από τον καθαρισμό, απενεργοποιήστε το προϊόν και αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος. Σκουπίστε την επιφάνεια του προϊόντος με ένα στεγνό, μαλακό πανί. Μην καθαρίζετε το προϊόν και τα αξεσουάρ με διαβρωτικά απορρυπαντικά όπως βενζίνη, διαλυτικά. Φυλάσσετε σε δροσερό και ξηρό μέρος όταν δεν χρησιμοποιούνται. Επίσης, αποφύγετε την έκθεση στο άμεσο ηλιακό φως ή σε υγρά περιβάλλοντα, διαφορετικά μπορεί να προκαλέσει ξεθώριασμα των χρωμάτων ή ζημιά στο προϊόν.

1. Rad uređaja

Uređaj je vrlo jednostavan za korištenje – samo pritisnite gumb za početak opuštajuće masaže cijelog tijela koja će vam omogućiti opuštanje nakon napornog dana na poslu ili učinkovito izmasirati napete mišiće nakon treninga.

Nakon uključivanja uređaja, kratkim pritiskom na tipku za napajanje ciklički se mijenjaju načini masaže, postupno povećavajući frekvenciju i snagu vibracija. Kada ga prvi put pokrenete, najniži način (jedan od pet) je omogućen prema zadanim postavkama. Šesti način rada je pasivni način rada u kojem je masažer u stanju mirovanja.

Za potpuno isključivanje uređaja držite tipku za napajanje oko 3 sekunde.

Prije uporabe preporuča se do kraja napuniti bateriju uređaja punjačem od 2A. U tu svrhu koristite USB-C kabel koji se nalazi u kompletu. Kada je potpuno napunjena, baterija će biti označena osvjetljenjem. Preporuča se da uređaj ne ispraznite do kraja kako biste produžili trajanje baterije.

Napomena: zamijenite masažne glave samo kada je uređaj isključen. Samo ih povlačenjem izvadite iz uređaja (nemaju navoj za odvrtanje).

2. Masaža i postavke

Započnite odabirom prave masažne glave za vas i vaše potrebe. Rastavite prethodni ako je pričvršćen na masažer i zatim pričvrstite odabrani. Provjerite je li čvrsto pričvršćen i nije oštećen. Zatim uključite uređaj tipkom POWER i odaberite svoj omiljeni način masaže.

Jačinu masaže regulira sam korisnik. Ovisno o snazi kojom pritišćemo radni masažer uz tijelo, postići ćemo različite konačne učinke. Za prvu masažu preporuča se nježno koristiti masažer.

Za promjenu postavki kuta glave, pritisnite glavni gumb pored rotirajuće glave i zatim odaberite odgovarajući položaj - zatim otpustite gumb. Dostupne orijentacije su 0°, 45° i 90°.

Uređaj radi na sljedećim frekvencijama:

Način rada 1 - 26Hz - 800rpm

Način rada 2 - 33Hz - 2000rpm

Način rada 3 - 40Hz - 2400rpm

Način rada 4 - 46Hz - 2800rpm

Način rada 5 - 53Hz - 3200rpm

3. Opasnosti

1. Nemojte koristiti zamjenske dijelove koje nije odobrio proizvođač.
2. Neprofesionalno servisno osoblje ne smije rastavljati i mijenjati dijelove masažera za noge bez dopuštenja.
3. Ako je kabel za napajanje oštećen, mora ga zamijeniti odgovarajuće stručno osoblje kako bi se izbjegla opasnost.
4. Nemojte koristiti ili skladištiti proizvod na mjestu s visokom vlažnošću ili visokom temperaturom.
5. Nakon što je masaža završena, izvucite kabel iz utičnice.
6. Nemojte koristiti proizvod dulje od 15 minuta odjednom.
7. Ako se pojave bilo kakve nuspojave, odmah prestanite koristiti masažer.
8. Ako je temperatura previsoka ili proizvod počne loše mirisati ili emitirati miris paljevine, odmah ga prestanite koristiti i isključite napajanje.
9. Nemojte pomicati proizvod povlačenjem kabela za napajanje kako biste spriječili da se kabel za napajanje olabavi.
10. Ovaj proizvod nije namijenjen osobama s nedostatkom fizičkih, osjetljivih ili mentalnih sposobnosti ili nedostatkom iskustva i znanja u ovom području (uključujući djecu).
11. Osobe koje nisu osjetljive na toplinu trebaju pažljivo koristiti funkciju grijanja - po mogućnosti pod nadzorom njegovatelja.

4. Upozorenja

Ako imate bilo koje od sljedećih stanja, posavjetujte se s liječnikom prije upotrebe:

- Trudnice, djeca ili starije osobe
- Osobe koje pate od kožnih infekcija ili imaju crvenilo kože i opekline
- koji koriste srčani stimulator ili sličan ugrađeni medicinski uređaj;
- Pacijenti sa srčanim bolestima ili malignim tumorima i sl.
- Ljudi koji su podvrgnuti liječenju ili osjećaju nelagodnu
- Osobe koje boluju od osteoporoze
- Osobe s visokim krvnim tlakom ili abnormalnim krvnim tlakom

5. Čišćenje i njega

Prije čišćenja isključite proizvod i izvucite kabel za napajanje. Obrišite površinu proizvoda suhom, mekom krpom. Ne čistite proizvod i pribor korozivnim deterdžentima kao što su benzen, razrjeđivači. Čuvajte na hladnom i suhom mjestu kada nije u upotrebi. Također izbjegavajte izlaganje izravnoj sunčevoj svjetlosti ili vlažnim okruženjima jer u suprotnom može doći do blijedenja boja ili oštećenja proizvoda.

1. Enhetens funktion

Enheten är väldigt lätt att använda - tryck bara på knappen för att starta en avslappnande helkroppsmassage som gör att du kan koppla av efter en hård dag på jobbet eller effektivt massera spända muskler efter träning.

Efter att ha slagit på enheten, ett kort tryck på strömknappen ändrar massagelägen cykliskt, vilket gradvis ökar vibrationernas frekvens och kraft. När du först startar den är det lägsta läget (ett av fem) aktiverat som standard. Det sjätte läget är det passiva läget där massageapparaten är i standbyläge.

För att stänga av enheten helt, håll ned strömknappen i cirka 3 sekunder.

Före användning rekommenderas det att ladda enhetens batteri helt med en 2A-laddare. För detta ändamål, använd USB-C-kabeln som ingår i setet. När det är fulladdat indikeras batteriet med belysning. Det rekommenderas att inte ladda ur enheten helt för att förlänga batteritiden.

Obs: Byt ut massagehuvudena endast när enheten är avstängd. Ta bara bort dem från enheten genom att dra (de har ingen skruvgänga).

2. Massage och inställningar

Börja med att välja rätt massagehuvud för dig och dina behov. Demontera den föregående om den är ansluten till massageapparaten och fäst sedan den valda. Se till att den sitter ordentligt fast och inte är skadad. Slå sedan på enheten med POWER-knappen och välj ditt favoritmassageläge.

Styrkan på massagen regleras av användaren. Beroende på kraften med vilken vi trycker den arbetande massageapparaten mot kroppen, kommer vi att uppnå olika sluteffekter. För den första massagen rekommenderas att använda massageapparaten försiktigt.

För att ändra huvudvinkelinställningarna, tryck på huvudknappen bredvid det roterande huvudet och välj sedan lämplig position - släpp sedan knappen. Tillgängliga orienteringar är 0°, 45° och 90°.

Enheten arbetar med följande frekvenser:

Läge 1 - 26Hz - 800rpm

Läge 2 - 33Hz - 2000rpm

Läge 3 - 40Hz - 2400rpm

Läge 4 - 46Hz - 2800rpm

Läge 5 - 53Hz - 3200rpm

3. Faror

1. Använd inte reservdelar som inte är godkända av tillverkaren.
2. Icke-professionell servicepersonal bör inte ta isär och byta ut delar av benmassagern utan tillstånd.
3. Om nätsladden är skadad måste den bytas ut av lämplig professionell personal för att undvika fara.
4. Använd eller förvara inte produkten på en plats med hög luftfuktighet eller hög temperatur.
5. Efter att massagen är klar, dra ur nätsladden.
6. Använd inte produkten i mer än 15 minuter åt gången.
7. Om några biverkningar uppstår, sluta omedelbart att använda massageapparaten.
8. Om temperaturen är för hög eller produkten börjar lukta illa eller avge en brännande lukt, sluta använda den omedelbart och koppla ur strömmen.
9. Flytta inte produkten genom att dra i nätsladden för att förhindra att nätkabeln lossnar.
10. Denna produkt är inte avsedd för personer som saknar fysiska, sensoriska eller mentala förmågor eller bristande erfarenhet och kunskap inom detta område (inklusive barn).
11. Personer som inte är känsliga för värme bör använda värmefunktionen varsamt – gärna under uppsikt av en vårdgivare.

4. Varningar

Om du har något av följande tillstånd, kontakta din läkare före användning:

- Gravida kvinnor, barn eller äldre
- Människor som lider av hudinfektioner eller har hudrodnad och brännskador
- som använder en pacemaker eller liknande implanterad medicinsk utrustning;
- Patienter med hjärtsjukdom eller maligna tumörer m.m.
- Människor som genomgår behandling eller upplever obehag
- Människor som lider av osteoporos
- Personer med högt blodtryck eller onormalt blodtryck

5. Städning och skötsel

Innan rengöring, stäng av produkten och dra ur nätsladden.

Torka av produktens yta med en torr, mjuk trasa. Rengör inte produkten och tillbehören med frätande rengöringsmedel som bensen, thinner. Förvara på en sval och torr plats när den inte används. Undvik även exponering för direkt solljus eller fuktiga miljöer, annars kan det göra att färger bleknar eller skadar produkten.

1. Betjening af enheden

Enheden er meget nem at bruge - tryk blot på knappen for at starte en afslappende helkropsmassage, der giver dig mulighed for at slappe af efter en hård dag på arbejde eller effektivt massere spændte muskler efter træning.

Efter at have tændt for enheden, et kort tryk på tænd/sluk-knappen ændrer massagetilstandene cyklisk, hvilket gradvist øger frekvensen og styrken af vibrationer. Når du starter den første gang, er den laveste tilstand (en af fem) aktiveret som standard. Den sjette tilstand er den passive tilstand, hvor massageapparatet er i standbytilstand.

For at slukke helt for enheden skal du holde tænd/sluk-knappen nede i cirka 3 sekunder.

Før brug anbefales det at lade enhedens batteri helt op ved hjælp af en 2A oplader. Til dette formål skal du bruge det medfølgende USB-C-kabel. Når batteriet er fuldt opladet, indikeres det med belysning. Det anbefales ikke at aflade enheden helt for at forlænge batteriets levetid.

Bemærk: Udskift kun massagehovederne, når enheden er slukket. Bare fjern dem fra enheden ved at trække (de har ikke et påskruet gevind).

2. Massage og indstillinger

Start med at vælge det rigtige massagehoved til dig og dine behov. Afmonter den forrige, hvis den er fastgjort til massageapparatet, og fastgør derefter den valgte. Sørg for, at den sidder godt fast og ikke er beskadiget. Tænd derefter enheden ved hjælp af POWER-knappen, og vælg din foretrukne massagetilstand.

Styrken af massagen reguleres af brugeren. Afhængigt af den kraft, hvormed vi presser den arbejdende massager til kroppen, vil vi opnå forskellige sluteffekter. Til den første massage anbefales det at bruge massageapparatet forsigtigt.

For at ændre hovedvinkelindstillingerne skal du trykke på hovedknappen ved siden af det roterende hoved og derefter vælge den passende position - og derefter slippe knappen. Tilgængelige orienteringer er 0°, 45° og 90°.

Enheden fungerer ved følgende frekvenser:

Mode 1 - 26Hz - 800rpm

Mode 2 - 33Hz - 2000rpm

Mode 3 - 40Hz - 2400rpm

Mode 4 - 46Hz - 2800rpm

Mode 5 - 53Hz - 3200rpm

3. Farer

1. Brug ikke reservedele, der ikke er godkendt af producenten.
2. Ikke-professionelt servicepersonale bør ikke adskille og udskifte dele af benmassageren uden tilladelse.
3. Hvis netledningen er beskadiget, skal den udskiftes af passende professionelt personale for at undgå fare.
4. Brug eller opbevar ikke produktet på et sted med høj luftfugtighed eller høj temperatur.
5. Træk netledningen ud, når massagen er afsluttet.
6. Brug ikke produktet i mere end 15 minutter ad gangen.
7. Hvis der opstår bivirkninger, skal du straks stoppe med at bruge massageapparatet.
8. Hvis temperaturen er for høj, eller produktet begynder at lugte dårligt eller afgive en brændende lugt, skal du straks stoppe med at bruge det og tage stikket ud af stikkontakten.
9. Flyt ikke produktet ved at trække i strømledningen for at forhindre strømledningen i at løsne sig.
10. Dette produkt er ikke beregnet til personer, der mangler fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på erfaring og viden på dette område (inklusive børn).
11. Personer, der ikke er følsomme over for varme, bør bruge varmfunktionen omhyggeligt – gerne under opsyn af en plejer.

4. Advarsler

Hvis du har en af følgende tilstande, skal du kontakte din læge før brug:

- Gravide kvinder, børn eller ældre
- Personer, der lider af hudinfektioner eller har rødme og forbrændinger
- der bruger en pacemaker eller lignende implanteret medicinsk udstyr;
- Patienter med hjertesygdomme eller ondartede tumorer mv.
- Mennesker, der er i behandling eller oplever ubehag
- Folk, der lider af osteoporose
- Personer med forhøjet blodtryk eller unormalt blodtryk

5. Rengøring og pleje

Før rengøring skal du slukke for produktet og trække netledningen ud.

Tør overfladen af produktet af med en tør, blød klud. Rengør ikke produktet og tilbehøret med ætsende rengøringsmidler såsom benzen, fortynder. Opbevares på et køligt, tørt sted, når det ikke er i brug. Undgå også at blive udsat for direkte sollys eller fugtige omgivelser, da det ellers kan få farver til at falme eller beskadige produktet.

1. Bediening van het apparaat

Het apparaat is zeer eenvoudig te gebruiken: druk gewoon op de knop om een ontspannende massage van het hele lichaam te starten, waarmee u kunt ontspannen na een dag hard werken of gespannen spieren effectief kunt masseren na de training.

Nadat u het apparaat hebt ingeschakeld, kunt u door kort op de aan/uit-knop te drukken de massagemodi cyclisch wijzigen, waardoor de frequentie en kracht van de trillingen geleidelijk toenemen. Wanneer u het voor het eerst start, is de laagste modus (een van de vijf) standaard ingeschakeld. De zesde modus is de passieve modus waarin het massageapparaat in de standby-modus staat.

Om het apparaat volledig uit te schakelen, houdt u de aan/uit-knop ongeveer 3 seconden ingedrukt.

Het wordt aanbevolen om vóór gebruik de batterij van het apparaat volledig op te laden met een 2A-lader. Gebruik hiervoor de meegeleverde USB-C-kabel. Wanneer de batterij volledig is opgeladen, wordt dit aangegeven door verlichting. Het wordt aanbevolen om het apparaat niet volledig te ontladen om de levensduur van de batterij te verlengen.

Let op: vervang de massagekoppen alleen als het apparaat uitgeschakeld is. Verwijder ze eenvoudig door eraan te trekken (ze hebben geen schroefdraad).

2. Massage en instellingen

Begin met het kiezen van de juiste massagekop voor u en uw behoeften. Demonteer de vorige als deze aan de stimulator is bevestigd en bevestig vervolgens de geselecteerde. Zorg ervoor dat deze stevig vastzit en niet beschadigd is. Schakel vervolgens het apparaat in met de POWER-knop en selecteer uw favoriete massagemodus.

De kracht van de massage wordt door de gebruiker geregeld. Afhankelijk van de kracht waarmee we de werkende stimulator op het lichaam drukken, zullen we verschillende effecten bereiken. Voor de eerste massage wordt aanbevolen om het massageapparaat voorzichtig te gebruiken.

Om de hoofdhoekeinstellingen te wijzigen, drukt u op de hoofdknop naast de roterende kop en selecteert u vervolgens de juiste positie. Laat vervolgens de knop los. Beschikbare oriëntaties zijn 0°, 45° en 90°.

Het apparaat werkt op de volgende frequenties:

Modus 1 - 26 Hz - 800 tpm

Modus 2 - 33 Hz - 2000 tpm

Modus 3 - 40 Hz - 2400 tpm

Modus 4 - 46 Hz - 2800 tpm

Modus 5 - 53 Hz - 3200 tpm

3. Gevaren

1. Gebruik geen vervangingsonderdelen die niet door de fabrikant zijn goedgekeurd.
2. Niet-professioneel onderhoudspersoneel mag zonder toestemming geen onderdelen van het beenmassageapparaat demonteren en vervangen.
3. Als het netsnoer beschadigd is, moet het door bevoegd professioneel personeel worden vervangen om gevaar te voorkomen.
4. Gebruik of bewaar het product niet op een plaats met een hoge luchtvochtigheid of hoge temperatuur.
5. Haal de stekker uit het stopcontact nadat de massage is voltooid.
6. Gebruik het product niet langer dan 15 minuten achter elkaar.
7. Als er bijwerkingen optreden, stop dan onmiddellijk met het gebruik van het massageapparaat.
8. Als de temperatuur te hoog is of het product stinkt of een branderige geur afgeeft, stop dan onmiddellijk met het gebruik ervan en haal de stekker uit het stopcontact.
9. Verplaats het product niet door aan het netsnoer te trekken, om te voorkomen dat het netsnoer losraakt.
10. Dit product is niet bedoeld voor personen die geen fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten hebben of gebrek aan ervaring en kennis op dit gebied (inclusief kinderen).
11. Mensen die niet gevoelig zijn voor hitte moeten de verwarmingsfunctie zorgvuldig gebruiken, bij voorkeur onder toezicht van een verzorger.

4. Waarschuwingen

Als u een van de volgende aandoeningen heeft, raadpleeg dan vóór gebruik uw arts:

- Zwangere vrouwen, kinderen of ouderen
- Mensen die lijden aan huidinfecties of een roodheid van de huid en brandwonden hebben
- die een pacemaker of een soortgelijk geïmplanteed medisch apparaat gebruiken;
- Patiënten met een hartaandoening of kwaadaardige tumoren, enz.
- Mensen die een behandeling ondergaan of ongemak ervaren
- Mensen die lijden aan osteoporose
- Mensen met hoge bloeddruk of abnormale bloeddruk

5. Reiniging en onderhoud

Schakel het product uit en haal de stekker uit het stopcontact voordat u het schoonmaakt. Veeg het oppervlak van het product af met een droge, zachte doek. Maak het product en de accessoires niet schoon met bijtende schoonmaakmiddelen zoals benzeen of verdunners. Bewaar het op een koele, droge plaats wanneer het niet in gebruik is. Vermijd ook blootstelling aan direct zonlicht of vochtige omgevingen, anders kunnen kleuren vervagen of het product beschadigen.

1. Работа на устройството

Уредът е много лесен за използване - просто натиснете бутона, за да започнете релаксиращ масаж на цялото тяло, който ще ви позволи да се отпуснете след тежък работен ден или ефективно да масажирате напрегнатите мускули след тренировка.

След включване на устройството, кратко натискане на бутона за захранване циклично променя режимите на масаж, като постепенно увеличава честотата и силата на вибрациите. Когато го стартирате за първи път, най-ниският режим (един от пет) е активиран по подразбиране. Шестият режим е пасивният режим, при който масажорът е в режим на готовност.

За да изключите напълно устройството, задръжте бутона за захранване за около 3 секунди.

Преди употреба се препоръчва да заредите напълно батерията на устройството с помощта на зарядно устройство 2A. За целта използвайте USB-C кабела включен в комплекта. Когато е напълно заредена, батерията ще светне. Препоръчително е да не разреждате напълно устройството, за да удължите живота на батерията.

Забележка: сменяйте масажните глави само когато устройството е изключено. Просто ги извадете от устройството чрез издърпване (нямат резба за завинтване).

2. Масаж и настройки

Започнете, като изберете правилната масажна глава за вас и вашите нужди. Демонтирайте предишния, ако е прикрепен към масажора и след това прикрепете избрания. Уверете се, че е здраво закрепен и не е повреден. След това включете устройството чрез бутона POWER и изберете любимия си режим на масаж.

Силата на масажа се регулира от потребителя. В зависимост от силата, с която притискаме работещия масажор към тялото, ще постигнем различни крайни ефекти. При първия масаж е препоръчително да използвате масажора внимателно.

За да промените настройките на ъгъла на главата, натиснете главния бутон до въртящата се глава и след това изберете подходящата позиция - след това отпуснете бутона. Наличните ориентации са 0°, 45° и 90°.

Устройството работи на следните честоти:

Режим 1 - 26Hz - 800rpm
Режим 2 - 33Hz - 2000rpm
Режим 3 - 40Hz - 2400rpm
Режим 4 - 46Hz - 2800rpm
Режим 5 - 53Hz - 3200rpm

3. Опасности

1. Не използвайте резервни части, които не са одобрени от производителя.
2. Непрофесионален обслужващ персонал не трябва да разглобява и подменя части от масажора за крака без разрешение.
3. Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да бъде заменен от подходящ професионален персонал, за да се избегне опасност.
4. Не използвайте и не съхранявайте продукта на място с висока влажност или висока температура.
5. След като масажът приключи, изключете захранващия кабел от контакта.
6. Не използвайте продукта повече от 15 минути наведнъж.
7. Ако се появят някакви нежелани реакции, незабавно спрете да използвате масажора.
8. Ако температурата е твърде висока или продуктът започне да мирише лошо или да излъчва миризма на изгоряло, незабавно спрете да го използвате и изключете захранването.
9. Не местете продукта, като дърпате захранващия кабел, за да предотвратите разхлабването на захранващия кабел.
10. Този продукт не е предназначен за лица с липса на физически, сетивни или умствени способности или липса на опит и знания в тази област (включително деца).
11. Хората, които не са чувствителни към топлина, трябва да използват функцията за нагряване внимателно - за предпочитане под наблюдението на болногледач.

4. Предупреждения

Ако имате някое от следните състояния, консултирайте се с Вашия лекар преди употреба:

- Бременни жени, деца или възрастни хора
- Хора, страдащи от кожни инфекции или със зачервяване на кожата и изгаряния
- които използват пейсмейкър или подобно имплантирано медицинско устройство;
- Болни от сърдечни заболявания или злокачествени тумори и др.
- Хора, които са подложени на лечение или изпитват дискомфорт
- Хора, страдащи от остеопороза
- Хора с високо кръвно налягане или абнормно кръвно налягане

5. Почистване и грижа

Преди почистване изключете продукта и извадете захранващия кабел. Избършете повърхността на продукта със суха, мека кърпа. Не почиствайте продукта и аксесоарите с корозивни препарати като бензол, разреждители. Съхранявайте на хладно и сухо място, когато не се използва. Също така избягвайте излагането на пряка слънчева светлина или влажна среда, в противен случай това може да доведе до избледняване на цветовете или повреда на продукта.

1. Cihaz çalışması

Cihazın kullanımını çok kolaydır - işte zor bir günün ardından rahatlamınıza veya antrenmandan sonra gergin kaslara etkili bir şekilde masaj yapmanıza olanak sağlayacak rahatlatıcı bir tüm vücut masajını başlatmak için düğmeye basmanız yeterlidir.

Cihazı açtıktan sonra, güç düğmesine kısa süre basmak, masaj modlarını döngüsel olarak değiştirerek titreşimlerin frekansını ve gücünü kademeli olarak artırır. İlk başlattığınızda, en düşük mod (beş moddan biri) varsayılan olarak etkindir. Altıncı mod, masaj cihazının bekleme modunda olduğu pasif moddur.

Cihazı tamamen kapatmak için güç düğmesini yaklaşık 3 saniye basılı tutun.

Kullanmadan önce cihazın pilinin 2A şarj cihazı kullanılarak tamamen şarj edilmesi tavsiye edilir. Bu amaçla sette yer alan USB-C kablosunu kullanın. Tamamen şarj olduğunda pil aydınlatmayla belirtilecektir. Pili ömrünü uzatmak için cihazın tamamen deşarj edilmemesi tavsiye edilir.

Not: Masaj başlıklarını yalnızca cihaz kapalıyken değiştirin. Sadece çekerek cihazdan çıkarın (vidalı dişleri yoktur).

2. Masaj ve ayarlar

Kendinize ve ihtiyaçlarınıza uygun doğru masaj başlığını seçerek başlayın. Masaj cihazına bağlıysa öncekini sökün ve ardından seçileni takın.

Sıkıca takıldığından ve hasar görmediğinden emin olun.

Daha sonra GÜÇ düğmesini kullanarak cihazı açın ve favori masaj modunuzu seçin.

Masajın gücü kullanıcı tarafından düzenlenir. Çalışan masaj aletini vücuda bastırduğumuz kuvvete bağlı olarak farklı nihai etkiler elde edeceğiz. İlk masajda masaj aletinin nazikçe kullanılması tavsiye edilir.

Kafa açısı ayarlarını değiştirmek için döner başlığın yanındaki ana düğmeye basın ve ardından uygun konumu seçin, ardından düğmeyi bırakın. Mevcut yönler 0°, 45° ve 90°dir.

Cihaz aşağıdaki frekanslarda çalışır:

Mod 1 - 26Hz - 800rpm

Mod 2 - 33Hz - 2000rpm

Mod 3 - 40Hz - 2400rpm

Mod 4 - 46Hz - 2800rpm

Mod 5 - 53Hz - 3200rpm

3. Tehlikeler

1. Üretici tarafından onaylanmayan yedek parçaları kullanmayın.
2. Profesyonel olmayan servis personeli, bacak masaj aletinin parçalarını izinsiz sökmemeli ve değiştirmemelidir.
3. Güç kablosu hasar görmüşse tehlikeyi önlemek için uygun profesyonel personel tarafından değiştirilmelidir.
4. Ürünü yüksek nem veya yüksek sıcaklığa sahip bir yerde kullanmayın veya saklamayın.
5. Masaj bittikten sonra elektrik kablosunu prizden çekin.
6. Ürünü tek seferde 15 dakikadan fazla kullanmayın.
7. Herhangi bir yan etki meydana gelirse masaj cihazını kullanmayı hemen bırakın.
8. Sıcaklık çok yüksekse veya ürün kötü kokmaya veya yanık kokusu yaymaya başlarsa, ürünü kullanmayı hemen bırakın ve fişini çekin.
9. Elektrik kablosunun gevşemesini önlemek için, elektrik kablosunu çekerek ürünü taşımayınız.
10. Bu ürün, fiziksel, duyuusal veya zihinsel yetenekleri olmayan veya bu alanda deneyim ve bilgi eksikliği olan (çocuklar dahil) kişiler için tasarlanmamıştır.
11. Isıya karşı hassasiyeti olmayan kişiler, ısıtma fonksiyonunu dikkatli bir şekilde, tercihen bir bakıcı gözetiminde kullanmalıdır.

4. Uyarılar

Aşağıdaki durumlardan herhangi birine sahipseniz kullanmadan önce doktorunuza danışın:

- Hamile kadınlar, çocuklar veya yaşlılar
- Cilt enfeksiyonu geçiren veya ciltte kızamıklık ve yanık olan kişiler
- Kalp pili veya benzeri implante tıbbi cihaz kullananlar;
- Kalp hastalığı veya kötü huylu tümörleri vb. olan hastalar.
- Tedavi gören veya rahatsızlık yaşayan kişiler
- Osteoporoz hastası olanlar
- Yüksek tansiyonu veya anormal tansiyonu olan kişiler

5. Temizlik ve bakım

Temizlemeden önce ürünü kapatın ve elektrik kablosunu prizden çekin. Ürünün yüzeyini kuru ve yumuşak bir bezle silin. Ürünü ve aksesuarlarını benzen, tiner gibi aşındırıcı deterjanlarla temizlemeyiniz, kullanılmadığı zamanlarda serin ve kuru bir yerde saklayınız. Ayrıca doğrudan güneş ışığına veya nemli ortamlara maruz kalmaktan kaçınınız; aksi takdirde renklerin solmasına veya ürünün zarar görmesine neden olabilirsiniz.

3. المخاطر

1. لا تستخدم قطع الغيار غير المعتمدة من قبل الشركة المصنعة
2. لا ينبغي لموظفي الخدمة غير المحترفين تفكيك واستبدال أجزاء من جهاز تدليك الساق دون إذن
3. في حالة تلف سلك الطاقة، يجب استبداله بواسطة موظفين محترفين مناسبين لتجنب الخطر
4. لا تستخدم المنتج أو تخزينه في مكان ذو رطوبة عالية أو درجة حرارة عالية
5. بعد الانتهاء من التدليك، افصل سلك الطاقة
6. لا تستخدم المنتج لأكثر من 15 دقيقة في المرة الواحدة
7. في حالة حدوث أي آثار جانبية، توقف عن استخدام المدلك على الفور
8. إذا كانت درجة الحرارة مرتفعة للغاية أو بدأ المنتج في ظهور رائحة كريهة أو انبعاث رائحة احتراق، فتوقف عن استخدامه على الفور وافصل الطاقة
9. لا تحرك المنتج عن طريق سحب سلك الطاقة لمنع انفصال سلك الطاقة
10. هذا المنتج غير مخصص للأشخاص الذين يفتقرون إلى القدرات البدنية أو الحسية أو العقلية أو الذين يفتقرون إلى الخبرة والمعرفة في هذا المجال (كما في ذلك الأطفال)
11. يجب على الأشخاص غير الحساسين للحرارة استخدام وظيفة التسخين بعناية - ويفضل أن يكون ذلك تحت إشراف مقدم الرعاية

4. تحذيرات

إذا كان لديك أي من الحالات التالية، استشر طبيبك قبل الاستخدام

- النساء الحوامل أو الأطفال أو كبار السن -
- الأشخاص الذين يعانون من الالتهابات الجلدية أو الذين يعانون من احمرار الجلد وحرقه -
- الذين يستخدمون جهاز تنظيم ضربات القلب أو أي جهاز طبي مزروع مماثل: -
- المرضى الذين يعانون من أمراض القلب أو الأورام الخبيثة وغيرها -
- الأشخاص الذين يخضعون للعلاج أو يشعرون بعدم الراحة -
- الأشخاص الذين يعانون من هشاشة العظام -
- الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم أو ضغط الدم غير الطبيعي -

5. التنظيف والرعاية

قبل التنظيف، قم بإيقاف تشغيل المنتج وافصل سلك الطاقة

امسح سطح المنتج بقطعة قماش جافة وناعمة. لا تقم بتنظيف المنتج والملحقات باستخدام المنظفات المسببة للتآكل مثل البنزين أو التتر، قم بتخزينه في مكان بارد وجاف عند عدم الاستخدام. تجنب أيضًا التعرض لأشعة الشمس المباشرة أو البيئات الرطبة، وإلا فقد يتسبب ذلك في بهتان الألوان أو تلف المنتج

1. زاهجلا لي غشت

الجهاز سهل الاستخدام للغاية - ما عليك سوى الضغط على الزر لبدء تدليك مريح لكامل الجسم مما يسمح لك بالاسترخاء بعد يوم شاق في العمل أو تدليك العضلات المتوترة بشكل فعال بعد التدريب

بعد تشغيل الجهاز، يؤدي الضغط لفترة وجيزة على زر الطاقة إلى تغيير أوضاع التدليك بشكل دوري، مما يؤدي تدريجياً إلى زيادة وتيرة الاهتزازات وقوتها. عند تشغيله لأول مرة، يتم تمكين الوضع الأدنى (واحد من خمسة) بشكل افتراضي. الوضع السادس هو الوضع السلبي الذي يكون فيه المدلك في وضع الاستعداد

لإيقاف تشغيل الجهاز تمامًا، اضغط مع الاستمرار على زر الطاقة لمدة 3 ثوانٍ تقريبًا

ولهذا، قبل الاستخدام، يوصى بشحن بطارية الجهاز بالكامل باستخدام شاحن ٢ الموجود في المجموعة. عند شحنها بالكامل، سيتم الإشارة USB-C الغرض، استخدم كابل إلى البطارية عن طريق الإضاءة. يوصى بعدم تفريغ الجهاز بالكامل لإطالة عمر البطارية

ملاحظة: استبدل رؤوس التدليك فقط عند إيقاف تشغيل الجهاز. فقط قم بإزالتها من الجهاز عن طريق السحب (لا تحتوي على خيط لولبي)

2. التدليك والإعدادات

ابدأ باختبار رأس التدليك المناسب لك ولاحتياجاتك. قم بتفكيك الجهاز السابق إذا كان متصلاً بالمدلك ثم قم بإرفاق الجهاز المحدد. تأكد من تثبيته بإحكام وعدم تلفه. ثم قم بتشغيل الجهاز باستخدام زر الطاقة وحدد وضع التدليك المفضل لديك

يتم تنظيم قوة التدليك من قبل المستخدم. اعتماداً على القوة التي تضغط بها مدلك العمل على الجسم، سنحقق تأثيرات نهائية مختلفة. للتدليك الأول، يوصى باستخدام المدلك بلطف

لتغيير إعدادات زاوية الرأس، اضغط على الزر الرئيسي بجوار الرأس الدوار ثم حدد الوضع المناسب - ثم حرر الزر. الاتجاهات المتاحة هي 0 درجة، 45 درجة و 90 درجة.

: يعمل الجهاز على الترددات التالية

- الوضع 1 - 26 هرتز - 800 دورة في الدقيقة
- الوضع 2 - 33 هرتز - 2000 دورة في الدقيقة
- الوضع 3 - 40 هرتز - 2400 دورة في الدقيقة
- الوضع 4 - 46 هرتز - 2800 دورة في الدقيقة
- الوضع 5 - 53 هرتز - 3200 دورة في الدقيقة



Urządzeń elektrycznych i elektronicznych oraz baterii i akumulatorów nie można łączyć wraz z innymi odpadami domowymi. Informuje o tym symbol przekreślonego kosza umieszczony na opakowaniu. Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne oraz baterie i akumulatory należy przekazać do lokalnych punktów selektywnego zbierania odpadów lub do sprzedawcy, a o szczegóły dowiadywać się w swojej gminie. Sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz baterie i akumulatory mogą zawierać niebezpieczne substancje, mieszaniny oraz części składowe szkodliwe dla środowiska i zdrowia ludzi. Nieprawidłowe obchodzenie się z nimi lub ich uszkodzenie może doprowadzić przy dalszej utylizacji lub recyklingu sprzętu do uszczerbku na zdrowiu lub zanieczyszczenia środowiska. Urządzenie zostało wprowadzone do obrotu po 13.08.2005 r.

Electrical and electronic devices as well as batteries and accumulators must not be mixed with other household waste. This is indicated by the symbol of the crossed out bin placed on the packaging. Worn-out electric and electronic equipment as well as batteries and accumulators should be delivered to local separate waste collection points or to the seller, and for details inquire in your commune. Electrical and electronic equipment as well as batteries and accumulators may contain hazardous substances, mixtures and components harmful to the environment and human health. Improper handling or damage to them may result in damage to health or environmental pollution during further disposal or recycling of the equipment. The device was placed on the market after August 13, 2005.



Producent niniejszym oświadcza, że urządzenie Gun Tytan Pro jest zgodne z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/35/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku sprzętu elektrycznego przewidzianego do stosowania w określonych granicach napięcia, dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/30/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do kompatybilności elektromagnetycznej, oraz dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Pełna treść deklaracji zgodności dostępna jest pod adresem internetowym:

The manufacturer hereby declares that the Gun Tytan Pro device complies with Directive 2014/35/EU of the European Parliament and of the Council of February 26, 2014 on the harmonization of the laws of the Member States relating to the making available on the market of electrical equipment designed for use within certain voltage limits, Directive 2014/30/EU of the European Parliament and of the Council of February 26, 2014 on the harmonization of the laws of the Member States relating to electromagnetic compatibility, and Directive 2011/65/EU of the European Parliament and of the Council of June 8, 2011 on restrictions on the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment. The full content of the declaration of conformity is available at the following internet address: www.medivon.pl/deklaracje

Importer: Armare S.A. | ul Grzybowska 87, Warszawa, 00-844, Polska
Model: Gun Tytan Pro